

## Contents

1. Bioresonance - what is it?.....	3
2. The purpose of <i>BREON™</i> .....	4
3. <i>BREON™</i> device.....	5
4. Additional options.....	5
5. Preparing the unit for operation.....	6
6. How to work with <i>BREON™</i> .....	6
7. Working with programs .....	7
8. Working with an active remote eight-contact electrode.....	8
9. Working with vector .....	8
10. The transfer of information to water .....	9
11. Working with the adapter .....	9
12. Programs of <i>BREON™</i> .....	10
13. Principle of operation of programs No.1, No.2, No.3, No.4, No.5 - antiparasitic programs.....	11
13.1. Program No. 1. Antifungal.....	11
13.2. Program No. 2. Antibacterial and antiviral.....	11
13.3. Program No. 3. Anthelmintic and Antiprotozoal.....	12
13.4. Program No. 4. Miticidal and General.....	12
13.5. Program No. 5. Prevention and detoxification.....	13
14. Principle of operation of programs No.6, No.7, No.8, No.9, No.10 - biocorrection and electrical stimulation.....	13
14.1. Program No. 6. Cosmetology and trophism improvement.....	14
14.2. Program No. 7. Analgesic, anti-inflammatory and decongestant.....	15
14.3. Program No. 8. Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system.....	17
14.4. Program No. 9. Improvement of blood vessels, anti-cellulite, lymphatic drainage.....	17
14.5. Program No.10. Improvement and prevention of diseases of the gastrointestinal tract.....	17
15. Combination of <i>BREON™</i> operating modes for the correction with various pathologies.....	18
16. Performing ionophoresis with <i>BREON™</i> .....	19
17. The algorithm of application of bioresonance correction.....	19
18. Warnings.....	19
19. Appendix Q & A.....	20
20. Table of combination of programs at various pathologies.....	21

### ATTENTION!

The system is powered by penlight batteries!  
**NOT TO PLUG IN THE POWER SUPPLY NETWORK!**

At least once a month visual inspection of connecting wires should be carried out



## Содержание

1. Биорезонанс - что это такое?.....	28
2. Назначение <i>BREON™</i> .....	29
3. Устройство <i>BREON™</i> .....	30
4. Дополнительные опции.....	31
5. Подготовка к работе.....	32
6. Порядок работы с <i>BREON™</i> .....	32
7. Работа с программами .....	32
8. Работа с активным выносным восьми-контактным электродом.....	34
9. Работа с вектором .....	34
10. Перенос информации на воду .....	34
11. Работа с переходником .....	35
12. Программы <i>BREON™</i> .....	36
13. Принцип работы программ №1, №2, №3, №4, №5 - антипаразитарные программы .....	37
13.1. Программа № 1. Противогрибковая.....	37
13.2. Программа № 2. Антибактериальная и антивирусная.....	37
13.3. Программа № 3. Антигельминтная и антипротозойная.....	38
13.4. Программа № 4. Антиклещевая и общая.....	38
13.5. Программа № 5. Профилактическая и дезинтоксикационная.....	39
14. Принцип работы программ №6, №7, №8, №9, №10 - биокоррекция и электростимуляция.....	39
14.1. Программа № 6. Косметологическая и улучшение трофики .....	40
14.2. Программа № 7. Обезболивающая, противовоспалительная и противоотечная.....	42
14.3. Программа № 8. Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы.....	43
14.4. Программа № 9. Оздоровление сосудов, антицеллюлитная, лимфодренаж.....	43
14.5. Программа №10. Оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта..	44
15. Сочетание режимов работы <i>BREON™</i> для коррекции при различных патологиях.....	44
16. Проведение ионофореза при помощи <i>BREON™</i> .....	45
17. Алгоритм применения биорезонансной коррекции.....	45
18. Предостережения .....	46
19. Приложение Вопрос-Ответ.....	47
20. Таблица сочетания программ при различных патологиях.....	48

### **ВНИМАНИЕ!**

Система работает от пальчиковых батареек!  
В ЭЛЕКТРОСЕТЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !

Не реже одного раза в месяц проводить визуальный осмотр соединительных проводов



## 1. Bioresonance - what is it?

After years of research, scientists have found that absolutely all living beings (including microorganisms) emit electromagnetic waves. The frequency range emitted by humans varies from 1520 to 9460 kilohertz, and pathogens (fungi, viruses, bacteria, worms, mites) have a radiation range of 30-900 kilohertz.

The main sources of electrical and electromagnetic signals are: muscle activity, for example, rhythmic contractions of the heart muscle; neural activity, i.e. the transmission of electrical signals from the senses to the brain and the transmission of electrical signals from the brain to the executive systems - hands, feet; metabolic activity, i.e. metabolism in the body.

At the same time, many microorganisms - protozoa, a number of intestinal parasites, fungi, bacteria, viruses - have no nervous and muscular systems, so the source of electric and electromagnetic fields in them is metabolic activity.

**Metabolism** or exchange is what distinguishes "living" from "inanimate" nature. The movement of any charged particle creates a magnetic field around it, the accumulation of charged particles creates an electric potential of this or that sign. These prerequisites allow approaching the treatment and prevention of diseases not by chemical, i.e. medicinal in the traditional sense, but by physical methods.

The body becomes ill when it is unable to maintain a balance between physiological and pathological fluctuations. In the normal physiological state of the body, the relative synchronization of various vibrational (wave) processes is maintained, while in pathological conditions, violations of vibrational harmony are observed. This can be expressed in violation of the rhythms of the main physiological processes, for example, due to the sharp predominance of mechanisms of excitation or suppression in the central nervous system and changes in cortical-subcortical interactions. Heavy physical, nervous, psychological, environmental, geopathogenic and other loads aggravate this situation, and sometimes themselves become a source of disease, contributing to the development of pathological processes and disruption of dynamic balance.

Bioresonance effect is to correct the functions of the body when exposed to electromagnetic radiation of strictly defined parameters, just as a tuning fork sets a certain frequency spectrum of the sound wave.

The idea of bioresonance effects using weak electromagnetic oscillations inherent in the patient, was first expressed and scientifically substantiated by F. Morell (1977).

Etiology of severe chronic diseases such as: Parkinson's disease, Alzheimer's disease, AIDS, cancer, multiple sclerosis, endometriosis, severe arthritis, muscular dystrophy, etc., are not always known, but there is a point of view that the main factor in the pathogenesis is hidden parasitic infections.

According to the WHO, 4,300 million people on the Earth are infected with the main fourteen parasitic infections. According to the clinicians, most people around the world are carriers of a hidden infection.

**Parasitic diseases** are a group of infectious diseases caused by protozoa (amoebas, leishmanias, Giardia, plasmodia, trypanosomes, balantides, pneumocysts, toxoplasmas, etc.), parasitic worms (helminths), arthropods (insects and mites), pathogens (bacteria, spirochetes, Rickettsia, which parasitize lice, fleas, ticks, as well as pathogenic fungi, viruses, etc.).

Hidden parasitic infection does not manifest itself clearly and therefore remains out of sight of a doctor - a therapist or an infectious disease specialist. The essence of this approach is revealed in the works of the famous scientist and clinician Hulda Regehr Clark. The main provisions of her work were confirmed by the clinical experience accumulated in the USA and Germany, including the participation of independent experts from Germany, such as M. Keymer, A. E. Baklayan, etc. You can fight suspected parasites by injecting the middle of the frequency range of the rhythm of their life by 3-5 minutes of strong interference with the large signal amplitude, and imposing a parasite the external and unusual rhythm for them and causing their inactivation.



Indications for the use of bioresonance effects are the same as in homeopathic therapy, acupuncture and Biomedicine in General. First of all - chronic degenerative changes, rheumatism, weakening of the immune system, allergies, neuralgic pains, pains resulting from the formation of malignant tumors, hard healing wounds, and post-operative treatment. As well as such common diseases as asthma, bronchitis, gastritis, duodenitis, and ulcers.

But there are states in which it does not make sense to use bioresonance correction. These reasons, which indicate the boundaries of the method usage, can be divided as follows:

- Anatomical causes.
- Mental causes.

As an example of anatomical causes, we give an incorrectly fused bone fracture. We are talking about a final state in which the bioresonance method has no effect: neither on incorrect position of the bones nor the consequent pain or functional impairment. But during the phase of the fracture union using the method speeds up the union, reduces pain accelerates the overall recovery process.

**Contraindications to the use of the system are the presence of a pacemaker\*\*.**

*\*\* If you have a pacemaker, you can work indirectly - by charging water with a vector.* In this case no direct exposure of frequencies which will make a dissonance with the pacemaker, but the impact will be made at the expense of the information component, due to water memory.

Having received this knowledge, the specialists of the scientific department at «Impermaster» LTD, developed a unique complex for bioresonance testing and correction *BREON™*.

## **2. The purpose of the *BREON™* device**

The *BREON™* device is designed for active bioresonance correction (BRC), based on the generation of weak electromagnetic oscillations of a special shape and frequency, which are passed through the body using passive electrodes.

The effect is carried out by waves having a biomagnetic nature with a corrective soft, non-oppressive effect on the nucleus and plasma of the cell and its components.

The action of the device aimed at correcting the homeostasis of the human body is one of the few effective ways to prevent the disease.

All the permits for the use of the *BREON™* device in the conditions of sanatorium-preventive, health and fitness institutions, advisory centers, by the experts of beauty salons, masseurs, etc., and also for independent application by clients at home have been received.

*BREON™* has a general health effect on the entire body, starting with the structural and functional unit - a cell and ending with organs, systems and the whole body.

### **Extract from the legislative base of Ukraine:**

"Guided by the Ukrainian legal framework of economic activities, any private entrepreneur (who is not a doctor) has the opportunity to engage in: **the activities in the field of health care in Ukraine**, namely:

- human health activities which are not carried out in hospitals or by doctors or dentists;
- activities of nurses, maieutologists, physiotherapists or other paramedical personnel in the field of optometry, hydrotherapy, medical massage, occupational therapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropractic, acupuncture, etc.

These activities can be carried out in clinics operating under firms, schools, nursing homes and other organizations which are not hospitals, but have their own counseling centers with places of reception of patients. (Reference to KVED 2010)".



### 3. BREON™ device

#### Controls and indicators



1. Power on/off button.
2. Mode (program) selection button.
3. Button for lowering the signal strength.
4. Button to increase the signal strength.
5. Indicators of the selected mode (program).
6. Indicators of connection of remote electrodes.
7. Connectors for remote electrodes.
8. Active remote electrode (left and central socket).
9. Vector electrode (left and center socket).
10. Palm electrodes (left and central socket).



#### 4. Additional options \*

To obtain a more effective impact of the device, it is recommended to use:



11. Head electrodes.  
- it is recommended to connect them to the sockets:  
left and far right (programs 1 through 10).  
*The amplification in the programs 1 to 5 - should not be used!*



12. Passive electrodes.\*\*  
- connection of passive electrodes is made to the sockets: left and far right (programs 1 through 10).  
*The amplification in the programs 1 to 5 - should not be used!*





13. Foot electrodes.  
- the foot electrodes are connected to the sockets: left and center (programs 1 through 10).



14. Adapter for electrodes.  
- connection of foot, palm, head, passive and active eight-contact electrodes.  
- the adapter is connected to the device in the sockets: left and center (programs 1 through 10).  
- connection of the electrodes to the adapter:  
each electrode is connected strictly to one side of the adapter (right or left).

**NOTE:** \* - sold separately.

**NOTE:** \*\* - the polarity of the electrodes does not matter.

## 5. Preparing the unit for operation

1. After transporting or storing the device at low temperatures, the device should be kept at room temperature for at least 2 hours before switching on.
2. Remove the device from its packaging and inspect it externally for mechanical damage. Check the completeness of the device.
3. Open the back cover of the device case (battery compartment) and insert 3 1.5 V AA batteries into the battery compartment, observing the polarity. Close the back cover of the device housing.
4. Attach the required electrodes to the connector on the device housing.

**Attention!** Before using it, it is necessary to disinfect the electrodes with an antiseptic solution, for example, sterilium. If the electrodes darken, wipe them with a toothbrush powder, soda, or dishwashing detergent.

**Attention!** In order to avoid failure of the device, it is strictly forbidden, during the operation of the device, to contact the electrodes with each other.

5. Set the device in a convenient position so as to eliminate tension of the electrode wires.
6. Sit on a chair (preferably wooden), taking a comfortable position.

## 6. How to use the device

1. Press the power on/off button (1) three times to turn on the device. The program selection indicator (5) should light up (in running mode). During the operation, the device beeps every minute of the session.
2. Use the program selection button (2) to select the desired program. The indicator of the corresponding program wink and turns to steady light, you will hear a double beep and the indicator of the electrodes, used with a particular program, lights up (6).



3. When running the programs 1 through 5, the device automatically turns off after the session.
4. When running the programs 6 through 10, the device should be switched off by pressing the on/off button (1).

## 7. Work with the programs

Using the electrodes when working with the programs		Connection of the electrodes to the device	The program number of the device No.	
			1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9, 10
As a unit	Vector	left and center socket	+	+
	Palmar electrodes		+	+
	Active external eight-contact electrode		-	+
Additional optional	Head electrodes	the left and extreme	+	+
	Passive electrodes	the right slot	+	+
	Foot electrodes	left and center socket	+	+

1. Connect the electrodes to the appropriate socket of the device according to the table.
2. Features of the use of electrodes.
  - Passive electrodes:
    - for hands: attach bracelets with passive electrodes (brass contacts to the inner part of the wrist) to the wrists.
    - for feet: fasten the bracelets with passive electrodes, (brass parts to the body) on the feet.
  - Foot electrodes:
    - the ability to use both feet and hands.
  - Head electrodes:
    - fix the head electrodes with brass contacts on the frontal part of the head.



3. **ATTENTION!!!**

**MANDATORY, pre-install between the brass stains and the frontal part of the head, a dry gauze napkin or thin cotton cloth, in order to avoid hyperemia of the skin.**

**When using passive and head electrodes, when working with programs 1 to 5 (plus and minus buttons), DO NOT ADJUST THE SIGNAL LEVEL!!!**

4. Make sure that the electrodes do not touch each other or other exposed parts of the body. The crossing of arms and legs is **not allowed**.
5. Switch on the device according to step 6.1.
6. Select the appropriate program from 1 to 10, according to the table, in accordance with paragraph 6.2.
7. The duration of the program operation is 7 minutes. Every minute the device beeps. In 7 minutes, the device enters the 20-minute break mode.
8. In 20 minutes, the device will beep, after which you can continue the session by pressing the program selection button (2) once. Full session cycle: 7 minutes of work — 20-minute break — 7 minute — 20-minute break — 7 minutes of work.

### **8. Work with an active remote eight-contact electrode.**

Connection is made to the sockets:  
left and center (programs 6 through 10).

1. Apply the active electrode contacts to the body.
2. If necessary, use the signal level buttons (3 and 4) to increase the pulse level to a slight tingling sensation on the skin of the body or a slight vibration from the electrode (when using the device for children under 14 years of age, the device should be set to the minimum pulse level). With sensitive skin, when there is a strong tingling at a minimum signal, the session should be carried out through a dry gauze cloth or a thin cotton cloth.
3. By gentle circular movements clockwise massage (in the form of sliding contacts on the body) the necessary parts of the body, without applying much effort.

**Attention!** Do not hold the electrode in one place.

4. The operating time is from 7 to 28 minutes (or more), from 1 to 5 times a day if necessary.

**Attention!** If you experience discomfort, press the signal level control buttons (3 and 4) to reduce the signal level to a comfortable level.

### **9. Working with the vector.**

Vector enhances the impact of the device in contact and non-contact way. Connection is made to the sockets:  
left and central (programs 1 to 10), with the amplification of the "+" and "-" signal.

**Attention!** The vector is connected directly to the device. Connection of the vector through the adapter in parallel with the palm, foot, head and active eight-contact electrodes is **not allowed!**

### **10. Transfer of information to water.**

In order to increase the effective and mild effects on the body, it is recommended to transfer information from the device to the water.





This device can be used to record information on both a small volume of liquid and a larger volume.

### Using a small container (maximum liquid volume is 1 liter)

This requires:

1. Place the device on a flat surface with the front panel facing up.
2. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or "-" signal is not necessary to be chosen)
3. Install a small container of liquid (maximum volume is up to 1 liter) on the front panel.

**Attention!** Recording the program on the water takes 7 minutes, after which the liquid is ready for use.

**Attention!** A common consumer mistake. If you want to record several programs in a row, only the last program is recorded.

### Use of large volume (1 liter or more)

This requires:

1. Place the device on a flat surface, set to the desired volume, with the front panel facing up.
2. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or "-" signal is not necessary to be chosen)

**Attention!** To avoid failure of the device, do not immerse the device in liquid.

## 11. Working with the adaptor.

The adaptor is designed to work more efficiently with the *BREON™* device by connecting additional electrodes:

- Foot, palm, head, passive, active eight-contact electrode. Using the adaptor for electrodes it is possible to work with pairs of electrodes at once, using different schemes of connection.

The adaptor is connected to the device in the sockets:

the left and central (for program 1 through 10), with amplification of the "+" and "-" signal.



Connecting the electrodes to the adaptor:

Each electrode is connected strictly on one side of the adaptor (right or left)

**Attention!** The vector is connected directly to the *BREON™* device in accordance with clause 7.7. Connection of the vector through the adaptor in parallel with the palm, foot and head and active eight-contact electrodes is **not allowed!**



**Connection diagram :**

<b>electrodes</b>	Feet electrodes	Passive electrodes	Head electrodes	Eight-contact electrode	Palm electrodes
Palm electrodes	+	+	+	+ Programs 6 to 10	+
Eight-contact electrode	+ Programs 6 to 10	+ Programs 6 to 10	+ Programs 6 to 10	+ Programs 6 to 10	+ Programs 6 to 10
Head electrodes	+	+	+	+ Programs 6 to 10	+
Passive electrodes	+	+	+	+ Programs 6 to 10	+
Feet electrodes	+	+	+	+ Programs 6 to 10	+

**12. The programs of bio-resonance therapy of the *BREON™* device**

1. Antifungal.
2. Antibacterial and antiviral.
3. Anthelmintic and Antiprotozoal (against protozoa).
4. Miticidal and general, including anthelmintic, anti-virus (including HPV and warts), antiprotozoal (against protozoa), and against ticks.
5. Preventive and detoxification.
6. Cosmetology and trophism improvement.
7. Analgesic, anti-inflammatory and decongestant.
8. Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system.
9. Improvement of blood vessels, anti-cellulite program, lymphatic drainage.
10. Improvement and prevention of diseases of the gastrointestinal tract.



**\*To obtain a more effective impact of the device, it is recommended to use:**

- palm ("tubes"), foot ("plates") electrodes - connection is made in sockets: (left and center), for the programs 1 through 10.
- head electrode - (left and far right). *Do not use signal amplification for programs 1 to 5.*

### **13. Principle of operation of programs:**

#### **No.1, No.2, No.3, No.4, No.5 — antiparasitic programs**

The principle of operation of programs from the 1st to the 5th is based on the impact of electromagnetic oscillations of a certain frequency, shape and amplitude, which have a strictly selective effect on different types of pathogens (helminths, fungi, bacteria, viruses, mites, etc.).

The radiation spectrum of the device corresponds to the radiation spectrum of pathogenic (alien) flora of weak electromagnetic oscillations of a special shape and frequency, which are passed through the body with the help of special passive palm Left and Right electrodes. As a result of such exposure, the protective functions of pathogens are weakened, the amount of toxins and waste products produced by them is reduced. This, in its turn, helps the body's immune system to recognize and reduce the activity of pathogenic flora, and eventually remove it from the body. Complete liberation of the organism from the above-mentioned agents occurs as a result of their active displacement by bioflora and intensive elimination (elimination and removal from the body) by elements of the immune system at the tissue and cellular level.

#### **13.1. Program No. 1. Antifungal**

This program has a selective effect on the fungal flora:

- actinomycetes, propionic, viscous, neslunds;
- aspergillus (mycelial fungus), niger, oryzae, flavus, fumigatus, clavatus;
- blastomycete (diphasic fungi, having yeast and mycelial phase), blastomycosis, brazymines, dermatitis, botriomycosis;
- histoplasma, capsulatum;
- hyphen;
- candida (yeast-like fungi), albicans, robusta, krusei, tropicalis,
- mons, parapsilosis, etc;
- occidioidin;
- nocardia;
- mucoral fungus;
- cladosporium;
- cryptosporidium;
- lycogala (slimy fungus), stemonitis;
- mycelium;
- trichosporon;
- trichophyton (15 species);
- arenales (intestinal fungus);
- aflatoxine (including ergot claviceps)

#### **13.2. Program No. 2. antibacterial and antiviral**

This program has a selective effect on the following types of bacteria and viruses:

- Salmonella;
- shigellas;
- escherichia (pathogenic or diarrhoeal
- escherichia coli);
- yersinia;
- campylobacter;
- listeria;
- corynebacterium;
- brucellas;
- taphylococcus;
- streptococci;
- legionella;
- leptospira;
- klebsiella (4 types);
- influenza virus;
- adenoviruses;
- parainfluenza virus;



- helicobacter pylori; cytomegalovirus; epstein-bara virus; herpes simplex virus;
- herpes zoster (type 3 herpes virus);
- the virus of warts;
- papilloma virus;
- avian influenza;
- RS — virus;
- hepatitis of all types;
- rhinoviruses;
- clostridium (13 types);
- mycobacteria;
- mycoplasma;
- enterococcus;
- blue pus bacillus

### **13.3. Program No. 3. Anthelmintic and Antiprotozoal**

This program has a selective effect on helminths and protozoa.

Classification of helminths (superphylum of inferior worms, scolecides)

#### **1. Flat worms:**

##### **Class of trematodes (flukes):**

- pinworm
- cloner
- dicrocoelium
- fasciola
- paragoni
- methoni
- nanophyte
- shistosoma

##### **Class of cestodes (tapeworms):**

- tapeworms: tapeworm dwarf, hookless tapeworm, armed tapeworm, rat tapeworm, dog tapeworm (cucumber); ychinococcus, alveococcus;
- tapeworms: broad ribbon.

##### **Roundworms (nematodes):**

- pinworm
- ascaride
- whipworm
- hookwormnecato
- necator
- strongyloid
- trichostrongyloidea
- trichinella
- filarias
- loa
- onchocerca
- toxocara

#### **2. Animalculine:**

- lamblias
- amoebae
- trichomonas
- chlamydias
- toxoplasms
- trypanosomes
- pneumocyte
- balantidia
- leishmania et al.

### **13.4. Program No. 4. Miticidal and General**

This program includes anthelmintic, anti-virus (including HPV and warts), antiprotozoal (against protozoa), and miticidal, has a combined effect on helminths, viruses, protozoa and mites.

Mites:

- cereal mites;
- demodex;



- itch mites;
- dust mites.

Program No. 3 complements program No. 4 on their effect on mites.

### **13.5. Program No. 5. Prevention and detoxification**

Dr. Hulda Regher Clark's modified program has a general effect on all kinds of pathogens. Recommended as a prophylactic method of exposure in case of unidentified pathogens, including allergic diseases.

#### **Recommendations:**

If the causative agent is precisely defined, we recommend using narrower programs: No. 1, No. 2, No. 3. With a combination of different pathologies - No.4 is for the prevention and with an insufficiently reliable diagnosis of the pathologies – the program No. 5. Children, elderly people, and people weakened and with a set of chronic diseases should undergo programs in a day, and during exacerbation - in two days. When working with the device during the day, increased consumption of liquid (2-2.5 liters) of structured, slightly mineralized purified water is recommended.

In order to calculate Your individual daily water intake, you should:

- for young (up to 40 years old) and middle (up to 65 years old) people: weight (in kg) multiply by 30;
- for children — individually, depending on age: at the age of 6 months old - 130-150ml should be multiplied by weight in kg; at the age of 2 years old - 115-125 ml should be multiplied by weight in kg; at the age of 10 years old - 70-100 should be multiplied by weight in kg.

### **14. The principle of operation of programs:**

#### **No.6, No.7, No.8, No.9, No.10 - is biocorrection and electrical stimulation**

The principle of operation of the programs from the 6th to the 10th is based on the target resonance effect in combination with the reflex effect of weak electrical impulses on the skin receptors (biologically active zones) using a remote eight-contact electrode or vector.

During the combined sessions, capillaries expand, blood circulation improves, the energy of cells resumes, the activity and release of enzymes are stimulated, protein synthesis increases, trophic and regenerative processes improve. Signals are transmitted through the nerve receptors

κ to the internal organs, there happens the analgesic and antispasmodic effect. As a result of the combined effect on the pathological foci in the body, the paracrine regulation is restored (information transfer from cell to cell) – the resumption of the chain of electrochemical reactions in the body.

Biomagnetic waves formed by 8 (eight) electrodes affect the affected "plateau" of the suffering organism or preventively in area, with penetration to the required (according to the condition) depth.

Positive influence on nonspecific factors of protection of an organism, the adaptive reactions has been noted.

If we consider the relativity of the concept of health (as there are people who consider themselves healthy in the absence of subjective pain, and actually having a serious disease, and conversely, people presenting a lot of subjective complaints without objective signs of illness), in this case, the use of the *BREON*<sup>™</sup> device acquires a new quality to normalize those regulatory processes, based on the activity of the nervous, endocrine, immune systems. However, there are no contraindications for the use of *BREON*<sup>™</sup> for the purpose of recovery.

Any procedure can be applied by a person who considers himself healthy, in doses recommended in the literature, independently without a doctor's appointment. Moreover, you can use one procedure, and you can use several in combination, adhering to the recommendations, without fear of undesirable side effects.



The accumulated experience of using the *BREON*<sup>™</sup> device for the purpose of recovery (prevention) and correction of the body shows that a three-stage program can serve as an effective complex of rehabilitation and activation of regulatory systems.

**At the first stage**, an individual selection and appointment of "cleansing" procedures, as well as the use of other methods of complex purification of the body; optimization and rationalization of nutrition, work and rest, the formation of human behavior in specific environmental conditions takes place.

**The second stage** is aimed at the normalization of the functions of the nervous, endocrine and immune regulation of homeostasis, based on the application and correction of human homeostasis. Depending on the degree of dysfunction of the regulatory systems and related diseases, the procedures of the *BREON*<sup>™</sup> device are prescribed individually, possibly in combination with allopathic substances, i.e. biologically active additives and drugs.

**The third stage** is to maintain the norms of the functioning of regulatory systems.

In one or another combination, the *BREON*<sup>™</sup> device is used in all three phases of the program.

The work with these programs is carried out with the help of the active remote eight-contact electrode. The electrode is applied by metal contacts to painful areas of the body. Buttons No. 3 and No. 4 of the effect level bring the level of outgoing pulses to the sensation of a slight tingling on the body or a slight feeling of vibration from electrodes (when using the device as a mini-reflex therapist for children from 2 to 14 years old, the device is adjusted to the minimum impulses, the signal is not brought to the feeling of tingling on the skin).

**In case of hypersensitivity of the skin, when a strong tingling appears even when the device is only turned on - the session should be carried out through a dry gauze cloth or a thin cotton cloth).**

Further, smooth sliding movements can be used to easily massage over the skin surface of painful areas of the body, capturing healthy areas without applying excessive force (do not hold the electrode in one place).

The effectiveness of the work depends not on the strength of the electrode pressure, but on its ability to restore blood circulation, trophism and nutrition of nervous tissue, muscles and internal organs.

#### **14.1. Program No. 6. Cosmetology and trophism improvement.**

The *BREON*<sup>™</sup> device can be used for non-surgical partial facelift and removal of postpartum stretch marks. Weak electrical impulses affect the receptors of the skin, with the expansion of capillaries, improving blood circulation, stimulation of cell activity and the release of enzymes, protein synthesis, improvement of trophic and regenerative processes. As a result, the skin tone increases, wrinkles are smoothed, the color and structure of the skin improves, which gives a **powerful anti-aging effect**.

To do this, work with an active remote eight-contact electrode according to the massage lines of the face, neck and décolleté. You will get excellent results if before the massage, treat the skin of the face by cleaning, make-up, applying a mask or creams using the *BREON*<sup>™</sup> device in combination with structured water from the installation of "Ecolid" series of the company "Leader-group international", which will significantly improve the digestibility of cosmetics, reduce their consumption.

**In addition to the cosmetic effect, the program provides:**

- Restoring the function of the sebaceous and sweat glands.
- Restoration of skin-vascular reactions and neurovascular tone, which is manifested by improvement of microcirculation in pathological foci of the skin and hematological parameters in patients with eczema and neurodermatitis.
- With the systematic use of the device, a qualitative improvement in blood circulation is observed, which leads to an increase in oxygen saturation of the skin, improves the complexion, quickly eliminates swelling of any localization.



- Myostimulating effect provides wrinkles smoothing, improves skin tone and elasticity.
- Anti-inflammatory effect can improve the condition of the skin with acneiform rash, pustular diseases, after cosmetic cleaning or surgery.
- Activation of metabolic processes in the skin and protein synthesis processes, accelerates the healing and regeneration processes, increases the elasticity of the skin. This effect of the program can be used to eliminate **trophic disorders of the skin** of the **lower extremities**, in the complex therapy of skin rejuvenation programs, in the post-operative period, to accelerate the regeneration (healing) of seams.
- Acceleration of transmembrane transport of nutrients accelerates absorption from the surface of the skin and the transport of cosmetic and therapeutic formulations (creams, ointments, masks) into the tissue. It allows applying the cosmetic program in combination with these or those cosmetic and medical means which increases their bioavailability and efficiency due to the effect of phonophoresis.

*It is advisable* at the beginning of the course of therapy (the first 1-2 sessions) to carry out the impact on the skin in the neck in a comfortable energy mode to establish the threshold of individual sensitivity. After that, the work is performed in the areas of pathological changes in the skin, starting with the subthreshold energy level and the minimum duration of the procedure (7 minutes), gradually, from session to session, increasing the exposure time to 14 and 21 minutes by the end of the course of therapy, which in some cases may consist of 10-12 daily sessions. It is possible to carry out therapy through a gauze, non-woven or paper napkin soaked in a therapeutic or cosmetic composition, which will complement the restorative effect of the cosmetic program with the effect of phonophoresis, the applied therapeutic agent.

**The main areas of application of the program:**

- non-surgical lift;
- rejuvenation;
- complex therapy of obesity, cellulite;
- postoperative rehabilitation;
- infectious skin diseases (furunculosis, streptoderma, demodicosis) or infectious-allergic nature (psoriasis, neurodermatitis, eczema);
- elimination of edema and cosmetic defects of the skin;
- elimination of the consequences of soft tissue bruises, abrasions.

*It is recommended* to combine the main program with the programs: No. 7 analgesic and anti-inflammatory, No. 9 anti-cellulite – for the elimination of skin diseases, in problem areas, No. 10 recovery and prevention of diseases of the gastrointestinal tract - in the area of the liver projection, pancreas and intestines, to normalize metabolic processes, stimulation of detoxification. And also with the programs of resonance-frequency correction, depending on the etiological factor which caused a particular pathological condition (intestinal dysbiosis, pancreatitis, cholecystitis).

**14.2. Program No. 7. Analgesic, anti-inflammatory and decongestant**

Program mode No. 7 gives a noticeable reduction in pain and inflammation, relieves spasms, swelling and irritation of the skin.

**Effects and scope of use of the program.**

The principle of operation of the program is based on the simulation of autogenous impulses, which are transmitted by remote electrodes through the skin to nerve and muscle fibers. Electrodes can be placed on different parts of the body. The resulting electrical irritation is safe. However, you should remember about the individual threshold of pain sensitivity and select the energy level of the program according to subjective sensations. The



electrical impulses generated in this program affect the transmission of excitation along the nerves as well as the nerve nodes and muscle groups in the application area.

Analgesic and pain-suppressing effect is achieved by increasing the release of autogenous endorphin, which reduces sensitivity to pain due to its effect on the central nervous system.

The anti-inflammatory effect of the program contributes to the improvement of blood circulation in the focus of inflammation, thereby dramatically increasing the number of necessary blood cell elements which carry out phagocytosis (devouring special cells of infectious agents).

Increased venous outflow from the focus of inflammation leads to a rapid "washout" of the intercellular space and cells of the affected tissues of poisons (toxins), as well as mediators of inflammation and pain, which are released during inflammatory reactions.

Simultaneously stimulating pulse of the apparatus leads toward the activations of cellular and humoral link of immunity, through which faster than usual elimination (elimination and removal from the body) of the cause of inflammation is achieved. This mechanism of action of the device either blocks the inflammatory process at an early stage of development (if the device is used immediately after the first symptoms of inflammation), or accelerates all stages of the inflammatory process (in about 2-3 times).

Thanks to this action, the device is successfully used both in local inflammatory processes (boils, carbuncles, hydroadenitis, festering wounds and others) and in various infectious diseases (acute respiratory infections, influenza, sore throats, bronchial inflammatory diseases, lungs, heart, urogenital system, viral hepatitis and others).

#### **Indications for the use of the programs:**

- mono - and polyneuropathy;
- plexitis and plexopathy;
- back pain due to muscle-tonic syndrome;
- complaints on the lumbar and cervical spine;
- joint pain (e.g. knee, hip, shoulder);
- headache;
- menstrual pain in women;
- pain after injuries of the musculoskeletal system;
- pain and circulatory disorders (vegetation);
- chronic pain caused by various causes;
- autoimmune, infectious and allergic processes in tissues and organs;
- inflammatory processes of infectious and non-infectious nature (toxicoallergic) in tissues and organs caused by pathogens of different groups, their toxins or toxins of exogenous origin (food or dust allergens, heavy metals, chemicals and compounds).

**The program is recommended to be combined with almost all types of treatment, both pathogenetic and symptomatic correction.**

#### **14.3. Program No. 8. Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system**

Program No.8 is a restorative for connective tissue: restores deformed (damaged) surfaces of joints, improves elasticity of ligaments, blood vessels, promotes wound healing (with trophic ulcers). This mode allows preventing such diseases as **osteochondrosis of the spine, sciatica, osteoarthritis of joints, holarthritis,**





**varicose veins, heel spurs and other diseases of the musculoskeletal system.**

Based on the restorative functions of the tone of the muscular-ligamentous apparatus, this program will be effective in the complex treatment and in case of omission of internal organs, after the preliminary elimination of infections and other parasitic infestations in these organs (which provoked the omission).

It is recommended in the treatment of diseases of the joints and spine, it is indispensable in cases of drug intolerance or contraindications to the appointment of a number of drugs (non-steroidal anti-inflammatory, such as diclofenac, ibuprofen, etc.)

It is recommended to combine with the program No. 7, to potentiate the effect. It is also recommended to combine with programs of frequency resonance therapy, according to the scheme of work with the main disease, since the main part of the pathology of the musculoskeletal system is associated with a viral and bacterial group of infections such as hemolytic streptococcus, chlamydia, borrelia, epstein-bar virus, etc.

Impact by the 8 mode is carried out locally in the affected area of the spine or joint. Duration of exposure is from 14 to 28 minutes, it is possible to conduct several sessions within a day.

**14.4. Program No. 9. Improvement of blood vessels, anti-cellulite, lymphatic drainage.**

A lot of unpleasant moments are provided by the women's cellulite. The skin loses its smoothness and dimples and bumps are formed on its surface. For some reason it is believed that cellulite is a disease of overweight and not very young women. This is an unfortunate misconception. Recently, there has been an alarming trend towards the rejuvenation of this disease. It is found even in fourteen-year-old girls. According to experts, this is a consequence of a sedentary lifestyle and malnutrition.

**Cellulite** is a deformation of the fat cell, which occurs due to stagnation in the lymphatic system. Accumulating and stagnating in subcutaneous tissue, the liquid begins to press on the cell, deforming it. Skin cannot withstand such pressure, and gradually the hills are formed on it. The most difficult to treat is pronounced cellulite, which is already visible visually. In the early stages, it can be healed completely. Therefore, the earlier you start treatment, the better the result will be.

Before the procedure, apply a gauze cloth in 3 layers to the cleansed skin moistened with water from the "Ecolid" series installation, put an active remote eight-pin electrode on top of it, bring the signal level using the buttons No. 3, No. 4 ("- " and "+") to a feeling of light tingling and use light sliding movements to carry out the procedure for 14-21 minutes. After that, applying anti-cellulite cream, use light massage movements to rub it into the skin and applying a gauze cloth, re-conduct the above actions with an active remote eight-contact electrode. When a sharp tingling appears, reduce the level to a state of comfort.

Affect on the aging skin and skin folds with the main mode No.6 (2-3 sessions per day) and auxiliary modes No. 7, No.8.

**14.5. Program No. 10. Improvement and prevention of diseases of the gastrointestinal tract**

This program of the *BREON*<sup>™</sup> device is designed for the recovery and prevention of diseases of the gastrointestinal tract:

- gastritis;
- gastric ulcer and duodenal ulcer;
- enteritis;



- cholecystitis;
- colitises;
- sigmoid.

## 15. Combination of *BREON*<sup>™</sup> operating modes for the correction with various pathologies

### 1. The standard connection scheme is right hand and left hand.

Most effective when there are pathological processes in the chest and neck.

### 2. Connection scheme is right foot and left foot.

It is the most effective in the presence of pathological processes in the pelvis (gynecological and urological diseases) and abdominal cavity (pathology of the kidneys, small and large intestine).

### 3. Connection scheme is right foot –right hand or left foot-left hand.

It is expedient at lateralization of pathological process (when there is a damage of organs mainly of one side of a body).

#### Example:

- BRT in the **mode No.1+No.2** is carried out according to the following scheme: mode No.1 (7 minutes) + mode No. 2 (7 minutes) - break 14 minutes - mode No. 1 (7 minutes) + mode No. 2 (7 minutes), i.e. the session is held twice for 14 minutes with one 14-minute break.
- if BRT in the **mode No.2**, it is carried out according to the following scheme: mode No.2 (7 minutes) - 10 minutes break-mode No.2 (7 minutes) — 10 minutes break-mode No.2, i.e. the session is held three times for 7 minutes with two 10 minute breaks (for middle age. The break can be from 7 minutes - for young people and up to 20 minutes - for the elderly).

**Attention!** In acute processes, mode No.2 (antibacterial program) is carried out 3-4 times a day (2 days in a row), depending on the severity of the process.

In case of antibiotics, it is necessary to add once a day mode No. 1 (antifungal) along with the traditional recommended treatment mode for any disease.

In case of chronic diseases, courses are selected individually on the advice of a specialist.

**The classical scheme of the session:** 7 minutes of work and 20 minutes break, 7 minutes of work and 20 minutes break, 7 minutes of work. i. e. in a classical session three seven-minute cycles of one mode with two 20-minute breaks between them, only 61 minutes.

If you make a correction with a **combination of modes** (for example, No. 1 and No. 2 or No.1 and No. 4), then the session takes the following form: 7 minutes in mode No. 1, and without interruption, immediately after the 7-minute cycle, select mode No. 2 and spend another 7-minute session in this mode, after which withstand a 20-minute break. Then again we conduct a session

в mode No.2 (it was the last set mode before the break) and, at the end of the 7-minute cycle, without taking a break, select mode No.1 and spend another 7-minute session in this mode. After that, we maintain a break of 20 minutes and now conduct a session according to the first scheme, i.e. mode No.1 and immediately after it, without a break, mode No.2. One cycle of such a combined session lasts not 7, but 14 minutes, and the total duration of the session is 82 minutes or one hour and 21 minutes, respectively. In case of lack of time, it is possible to carry out therapy without the recommended breaks, but in this case, the symptoms of intoxication resulting from resonant frequency exposure will be more painful, which will require taking more water and sorbents throughout the day.



The power or amplitude of the signal in modes 6 to 10, can be adjusted during the therapeutic session, setting it with the help of the buttons No.3 (less) and No.4 (more).

***But at work with 1 to 5 programs of resonant frequency influence, this ADJUSTMENT of power of a SIGNAL is NOT MADE.***

## **16. Performing iontophoresis using the BREON™ device**

The BREON™ device can be used as the most optimal and easiest way to introduce various liquid preparations into the body. In this case, the method of administration of the drug is so simple that it can be used not only in the clinic, but also at home.

For this, it is necessary to moisten the gauze in 3 layers of water from the installation of "Ecolid" series of the company "Leader group international", or any medicinal liquid (it would be better to mix liquid medications half-and-half with water from the "EcoLid" series plant). Squeeze the napkin (it should be wet, but not dry and not too wet), apply to the desired area of the body (face, legs, arms, torso, spine, etc.); on top of the napkin put an active remote eight-pin electrode, bring the signal level using the buttons No.3, No.4 to a feeling of slight tingling and using light sliding movements carry out the procedure for 14-21 minutes. When a sharp tingling appears, reduce the level to a state of comfort.

## **17. The algorithm of application of bioresonance correction**

1. To establish the pathogenic background.
2. Assess the functional state of the organs.
3. Select programs and application zones.
4. In functional disorders choose a combination with the other methods: homeopathy, endogenous BRC along meridians, directed nutrition, vitamins, minerals, amino acids, physiotherapy.
5. Exercise control after the applied methods.

## **18. Warnings**

**Attention! NEVER USE A BREON™ DEVICE IF YOU ARE WEARING AN ELECTRO PACEMAKER.**

Since electrical signals can affect the correct operation of the pacemaker, do not conduct experiments on yourself!

**Attention! Along with the use of the bioresonance device, continue the course of medication prescribed by the doctor. The device, as a rule, can be used together with the majority of medicinal products, dietary supplements, special foods and medical cosmetics.**

**Remember! This device is designed for the prevention of chronic diseases and an integrated approach in the treatment of many pathological conditions.**



## 19. APPENDIX

### QUESTIONS AND ANSWERS

**Question: Is it worth to use the device in symptomatology: dry mouth, headache, old fractures and fused bones are starting to hurt, muscle spasms, increased papillomas, etc.?**

Yes, keep applying, You are on the right path to recovery! Do not forget to drink enough water. If necessary, consult a gastroenterologist or a bioresonance therapy consultant.

**Question: Is it harmful to the body?**

No. Frequency of parasites lie in the range of 30-900khz. The resonant frequency of the structures of the human organism are in the range of 1520-9460 KHz. The frequencies harmful to the human body are beyond 1 MHz boundary.

**Question: What is the difference between *BREON*<sup>TM</sup> and devices from other manufacturers?**

1. Compliance with low price and high quality.
2. Quartz frequency stabilizer (where the tolerance of frequency fluctuations is + - 1.5 %, thereby preventing the parasite from adjusting).
3. Scanning - a fan-overlap on the frequencies.
4. Frequency Cycling.

**Question: What diseases has it had the greatest results with?**

We have obtained excellent results in the treatment of many diseases caused by bacterial and viral infections, protozoa, including chlamydia. Excellent results in the treatment of influenza, sinusitis, thrush, herpes, chlamydia, dysfunction of the gastrointestinal tract, various infections, bronchitis, asthma, COPD, pleurisy, gastritis, cholecystitis, diseases of the cardiovascular and musculoskeletal systems.

**Question: will the device be effective on animals or is it only for humans?**

Yes, the device will be as effective for animals as it is for humans, since the damage is caused by the same parasites, viruses and bacteria.

**Question: is there an age limit to use the device?**

No, there is no age limit. The device is safe to use and can be used from birth to old age.

**Question: isn't the effect of the device a placebo?**

No, because there are excellent results in working with babies and animals. This category of patients cannot be considered effective in any way.

**Question: Is it possible to help a person with a pacemaker?**

Yes, it is. In this case, it is forbidden to work directly with the electrodes, but you can use the vector to charge the water. Due to the unique properties of information storage, water carries the necessary vibrations directly into the cell of the body, without disturbing the work of the pacemaker.



## 20. Table of combinations of programs for various pathologies

No. Ser . No.	Disease	Used exposure modes		The area of the body
		Passive electrodes	Active remote electrode	
1	Acute respiratory viral infections.	No.2 3-4 times a day (2 consecutive days)	No.7 2-3 times a day	Feet, chest area along the spine, sinus projections including maxillary sinuses
2	Bronchitis, pneumonia	No.1+No.2 1 time per day (4 consecutive days) №5 1 time per day (3 consecutive days)	No.7 2-3 times a day (3 days in a row)	Front chest surface, bronchial and lung projection, and back side.
3	Bronchial asthma.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day modes repeat. Subsequent sessions under the specialist supervision.	No.7 daily	Front projection of bronchi, rear projection of bronchi and lungs, as well as blades along the ribs from the spine and paravertebrally (from the spine 2 cm to the left and right)
4	Tonsillitis, pharyngitis, angina	No.1+No.2 2 times a day (3 days in a row) No.4 1 time per day (2 consecutive days) No.5 1 time per day (2 consecutive days)	No.6, No.7 1 times in day	A small 2-pin remote electrode in the jaw area from the angle to the middle of the jaw. <b>Do not touch the area of the thyroid body!</b>
5	Sinusitis, sinusitis, rhinitis	No.1+No.2 2 times a day (2 days in a row) No.4 1 time per day (4 consecutive days) №5 1 time per day (2 consecutive days)	No.6, No.7 1 times in day	Back of nose, nasal area, eyebrow area, submandibular area.



6	Ischemia of heart. Cardioneurosis (pain in the heart)	1 <sup>st</sup> day No.5 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.5 4 <sup>th</sup> day No.2 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day repeat the modes	No.7, No.6 2-3 times a day No. 8 - 1 per day	Above and infraclavicular region to the left, sternum area to the front, left shoulder, left arm, left cervical thoracic spine, collar area.
7	Neurocirculatory dystonia, vascular dystonia.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day repeat the modes	No.6, No.7, No.8 4 times per day	Above the localization of pain, as well as the eyebrow ridge, temples, neck, upper jaw, collar zone (neck, shoulders, shoulder blades, thoracic spine).
8	Hypertensive disease	1 <sup>st</sup> day No.5 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.1 4 <sup>th</sup> day No.2 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day repeat the modes	No.6, No.7, No.9 selectively	Nape, neck, thoracic spine, shoulders, hands, legs.
9	Myocarditis	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day repeat the modes	No.7, No.8, No.9	Supraclavicular and infraclavicular region on the left, sternum area, left shoulder, left arm, left cervical-thoracic spine, shoulder blades.
10	Headache syndrome	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6 <sup>th</sup> day No.5 and in reverse order to 10 days.	No.7 is the main, No.6, No.8, No.9 are optional	Hair of the head above the localization of pain, temporal area, neck, neck, shoulder, temporomandibular joints, forehead, brow arches.



11	Cerebral violations.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.2 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be conducted 1 time per day) 6-10 day – the modes should be repeated.	No.6, No.7 selectively No.9 daily	Paralyzed limbs, spine from neck to coccyx in <b>combination with the medication treatment.</b>
12	Consequences of brain injury.	1st day No.5 2nd day No.2 3rd day No.3 4th day No.4 5th day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day the modes should be repeated.	No.6, No.7, No.8, No.9 selectively	The hairy part of the head above the localization of pain, temporal region, nape, neck, shoulder blades, upper and lower jaw joints, forehead, brow ridges.
13	Gastroduodenitis, ulcer disease.	1 <sup>st</sup> day No.2 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.1 4 <sup>th</sup> day No.3 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day - repeat the modes	No.7, No.10 alternately	Epigastric region. Upper abdomen in the middle, right and left. The lower thoracic spine is paravertebral. On the site of the pain localization
14	Cholecystitis, dyskinesia of bile ducts.	1 <sup>st</sup> day No.5 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.3 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day - repeat the modes	No.6, No.7, No.10 selectively	On the site of pain localization. Lower thoracic spine.
15	Chronic pancreatitis.	1 <sup>st</sup> day No. 1 2 <sup>nd</sup> day No. 5 3 <sup>rd</sup> day No. 2 4 <sup>th</sup> day No. 5 5 <sup>th</sup> day number 3 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day - repeat the modes	No.7, No.9, No.10 selectively	On the site of pain localization. Lower thoracic spine.



16	Colitis, dysbacteriosis	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.1 4 <sup>th</sup> day No.2 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day - repeat the modes	No.7, No.10 selectively	Upper abdomen in the middle, right and left. Lower Thoracic spine. On the site of pain localization.
17	Parasitic infestations (worms).	No. 3 1 time per day (daily or in a day) 7 sessions No. 4 1 time per day (daily or in a day) 3 sessions	No.7, No.8, No.10 selectively	To the area of localization of invasions, conducting a remote electrode in the form of twisting and untwisting of the spiral clockwise.
18	Chronic pyelonephritis, cystitis.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.2 4 <sup>th</sup> day No.2 5 <sup>th</sup> day number 5 (session should be carried out 1 time in a day) 6-10 day repeat the modes	No.7, No.8, No.9 selectively	Lumbar region. Above the site of pain localization in the abdomen.
19	Prostatitis	No.1+No.3 1 time per day (5 sessions) No.2+No.3 1 time per day (5 sessions) 10-15 days break, doctor's control and the course should be repeated	No.6, No.7, No.8, No.9, No.10 Selectively or alternately	Lower abdomen, pubic region, lumbosacral spine, perineal region. Since the perineum area is highly sensitive, do not allow much tingling.
20	Reduced Libido.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) on 6-10 day the modes should be repeated	No. 6, No.7, №8, №9, №10 Selectively or alternately	Lower abdomen, pubic region, iliac region on the right and left, lumbar spine.
21	Inflammatory diseases of the gynecological sphere.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (session should be conducted 1 time per day) 6-10 day - modes should be repeated.	No.7 Is the main No.6, No.8, No.9, No.10 selectively	Lower abdomen, pubic region, iliac region on the right and left, lumbar spine





		Doctor's advice		
22	Osteochondrosis of the spine, radiculitis, spinal disorders.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) on 6-10 day the modes should be repeated	No.8 is the main No.6, No.7, No.9, No.10. are optional	Lumbosacral region of the spine, back, pelvis, buttocks.
23	Osteoarthritis of joints, polyarthritis, joint diseases.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) on 6-10 day the modes should be repeated	No.8 Is the main 3 times a day No.6, No.7, No.9 1 time per day alternately	Area of localization of pain and disorders
24	Varicose veins.	No.1+No.2 1 time per day (6 sessions) No.3 1 time per day (2 sessions) No.4 1 time per day (1 session) No.5 1 time per day (1 session) break for 15-20 days and repeat the course. <b>Doctor's advice</b>	No.6, No.7, No.8, No.9 3 times per day alternately	Especially the shin. A foot from bottom to top, as well as: hip, lumbosacral spine, sole of the foot.
25	Insect Bites	No.5 1 time per day (7-10 sessions)	No.7 is the main (3-5 times per day) No.6, No.9 are optional	The bite point. Usually after 15-20 minutes the swelling and redness decrease.
26	Heel spur.	No.5 1 time per day (7-10 sessions)	No.7, No.8 are the main (2-3 times per day) No.6, No.9 are optional 1 time per day alternately	Heel area, foot. Be especially careful in the area where the spurs are located.
27	Adhesive processes.	No.5 1 time per day (7-10 sessions)	No.7 is the main No.6, No.8, No.9, No.10 are optional	Above the localization of the adhesive process.



			1 time per day alternatively	
28	Cellulite	Program No.1+No.2+No.3+No.4+No.5 1 time per day (the programs should be performed for 10 days without break)	No.6, No.9 (2-3 times per day) No.7, No.8 are optional	The area of cellulite abuse.
29	Toothache.	No.2, No.3+No2, No.1+No.2, No.3 1 time per day (3 to 7 days)	No.7 is the main No.6, No.8, No.9, No.10 are the optional	Above the place of pain.
30	Migraine.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) 6-10 day modes should be repeated in reverse order	No.7 is the main No.6, No.8, No.9,  Over the place of pain. are optional	Hair part of the head above the localization of pain, temporal area, the back of the head, neck, shoulder, face-bow, forehead, eyebrow ridges. Above the place of localization of pain, spasm.
31	Neuralgia of the facial, trigeminal nerves.	No.4 1 time per day (5-7 sessions)	No.6, No.7, No.8, No.9 alternately	Especially the brow area, cheekbones, jaw joints, temporal area, forehead, cervical spine.
32	Renal colic	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) 6-10 day modes should be repeated in reverse order	No.7 is the main No.6, No.8, No.9, No.10 are optional	Lumbar region. Above the abdominal pain section.
33	Stress.	No. 5 1 time per day (5 sessions).	No.7 is the main No.6, No.8, No.9, No.10 are optional	Temporal region, nape, cervicalthoracic region, neck and shoulders, shoulder blades.
34	Increase of adaptogenic reactions of the organism, correction of the immune system.	1 <sup>st</sup> day No.1 2 <sup>nd</sup> day No.2 3 <sup>rd</sup> day No.3 4 <sup>th</sup> day No.4 5 <sup>th</sup> day No.5 (a session should be carried out 1 time per day) 6-10 day	No.6, No.7, No.8, No.9, No.10 during one month	Feet, thoracic spine, sternum, sinuses, collar zone, palms.



		modes should be repeated in reverse order		
--	--	---	--	--

35	Hepatitis of all kinds (treatment course from 6 to 12 months minimum). Each case is individual and treatment should be strictly supervised by a doctor.	The main mode is No.2, additionally No.2+No.5, No.2+No.1 can be used (during 21 day with the break of 14 days)	The main mode is No. 2, additionally No.2+No.5, No.2+No1 can be used (during 21 day with the break of 14 days)	In the area of liver projection.
36	Tick lesions (including demodecosis)	Programs: No.2 - 7 days, No.1 - 7 days, No.4 - 7 days, 10-day break. Repeat 3 times.	No.9 1-week course	To the affected area of the skin.

*Bless you!*



## 1. Биорезонанс - что это такое?

После многолетних исследований ученые выяснили, что абсолютно все живые существа (в том числе микроорганизмы), излучают электромагнитные волны. При этом диапазон частот, испускаемых человеком, колеблется от 1520 до 9460 килогерц, а патогены (плесневые грибки, вирусы, бактерии, черви, клещи) имеют диапазон излучения 30-900 килогерц.

У человека основными источниками электрических и электромагнитных сигналов являются: мышечная активность, например, ритмические сокращения сердечной мышцы; невральная активность, т.е. передача электрических сигналов от органов чувств в головной мозг и передача электрических сигналов от мозга к исполнительным системам - рукам, ногам; метаболическая активность, т.е. обмен веществ в организме.

В то же время, у многих микроорганизмов - простейших, ряда кишечных паразитов, грибков, бактерий, вирусов - отсутствуют нервная и мышечная системы, поэтому источником электрических и электромагнитных полей у них является метаболическая активность.

**Метаболизм** или обмен веществ - это то, что отличает «живую» природу от «неживой». Движение любой заряженной частицы создаёт вокруг неё магнитное поле, скопление заряженных частиц создаёт электрический потенциал того или иного знака. Эти предпосылки позволяют подойти к лечению и профилактике заболеваний не химическими, т.е. лекарственными в традиционном понимании, а физическими методами.

Организм заболевает, когда он не в состоянии поддерживать равновесие между физиологическими и патологическими колебаниями. В нормальном физиологическом состоянии организма поддерживается относительная синхронизация различных колебательных (волновых) процессов, в то время как при патологических состояниях наблюдаются нарушения колебательной гармонии. Это может выражаться в нарушении ритмов основных физиологических процессов, например, за счет резкого преобладания механизмов возбуждения или торможения в центральной нервной системе и изменения корково-подкорковых взаимодействий. Тяжелые физические, нервные, психологические, экологические, геопатогенные и прочие нагрузки усугубляют эту ситуацию, а порой и сами становятся источником заболевания, способствуя развитию патологических процессов и нарушению динамического равновесия.

Биорезонансное воздействие заключается в коррекции функций организма при воздействии электромагнитных излучений строго определенных параметров, подобно тому, как камертон задает определенный частотный спектр звуковой волны.

Идея биорезонансного воздействия с помощью слабых электромагнитных колебаний, присущих самому пациенту, впервые была высказана и научно обоснована Ф. Мореллем (1977).

Этиология тяжёлых хронических заболеваний таких как: болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, СПИДа, рака, рассеянного склероза, эндометриоза, тяжёлых артритов, мышечных дистрофий и т.д., далеко не всегда известны, но существует точка зрения, что основным фактором патогенеза являются скрытые паразитарные инфекции.

По данным ВОЗ основными четырнадцатью паразитарными инфекциями на Земном шаре инфицировано 4300 млн человек. По данным клиницистов, большинство людей во всем мире являются носителями скрытой инфекции.

**Паразитарными болезнями** называется группа заразных болезней, вызываемых простейшими (амёбами, лейшманиями, лямблиями, плазмодиями, трипаносомами, балантидами, пневмоцистами, токсоплазмами и др.), паразитическими червями (гельминтами), членистоногими (насекомыми и клещами), патогенными микроорганизмами (бактериями, спирохетами, риккетсиями, которые паразитируют у вшей, блох, клещей, а так же патогенными грибами, вирусами и пр.).

Скрытая паразитарная инфекция не проявляет себя явно и поэтому остаётся вне поля зрения врача-терапевта или инфекциониста. Суть этого подхода раскрыта в работах известного учёного и врача-



клинициста Hulda Regher Clark. Основные положения её работы были подтверждены накопленным в США и Германии клиническим опытом, в том числе с участием независимых экспертов из Германии, такими, как М. Keymer, А.Е. Baklayan и др. Можно бороться с предполагаемыми паразитами, вводя в середину частотного диапазона ритма их жизнедеятельности на 3-5 минут сильную помеху с большой амплитудой сигнала, навязывая паразиту внешний, несвойственный для него ритм и вызывая его инактивацию.

Показания к применению биорезонансного воздействия те же, что и при гомеопатической терапии, акупунктуре и биомедицине в целом. В первую очередь – хронические дегенеративные изменения, ревматизм, ослабление иммунной системы, аллергии, невралгические боли, боли в результате образования злокачественных опухолей, тяжело заживающие раны, послеоперационное лечение. А так же такие распространенные заболевания, как астма, бронхит, гастрит, дуоденит, язва.

Но существуют состояния, при которых не имеет смысл применение биорезонансной коррекции. Эти причины, обозначающие границы применения метода, могут быть разделены следующим образом:

- Анатомические причины.
- Психические причины.

В качестве примера анатомических причин приведем неправильно сросшийся перелом кости. Речь идёт о таком конечном состоянии, при котором метод биорезонанса не имеет воздействия: ни на неправильное положение костей, ни на обусловленные этим боли или функциональные нарушения. Но во время фазы сращивания перелома помощь метода ускоряет сращивание, снижает болевые ощущения и ускоряет общий процесс выздоровления.

**Противопоказанием к применению системы является наличие кардиостимулятора\*\*.**

\*\* При наличии кардиостимулятора можно работать опосредованно — заряжая воду с помощью вектора. В этом случае нет прямого воздействия частот, которые будут диссонировать с работой кардиостимулятора, но воздействие будет производиться за счет информационной составляющей, благодаря памяти воды.

Получив эти знания, специалистами научного отдела при ООО «Импермастер», был разработан уникальный комплекс для биорезонансного тестирования и коррекции **BREON™**.

## 2. Назначение устройства **BREON™**

Устройство **BREON™** предназначено для активной биорезонансной коррекции (БРК), основанной на генерировании слабых электромагнитных колебаний особой формы и частоты, которые с помощью пассивных электродов пропускаются через тело.

Воздействие осуществляется волнами, имеющими биомагнитную природу с корректирующим мягким, не угнетающим воздействием на ядро и плазму клетки и ее составляющие.

Действие устройства, направленное на коррекцию гомеостаза организма человека, является одним из немногих действенных способов предотвращения болезни.

На устройство **BREON™** получены все разрешительные документы для использования в условиях санаторно-профилактических, физкультурно-оздоровительных заведениях, консультативных центров, специалистами косметических салонов, массажистами и т.п., а также для самостоятельного применения клиентами на дому.

**BREON™** оказывает общее оздоровительное воздействие на весь организм, начиная со структурно-функциональной единицы — клетки и заканчивая органами, системами и всем организмом в целом.



### Выписка из законодательной базы Украины:

«Руководствуясь Украинской законодательной базой видов экономической деятельности, любой частный предприниматель (не являющийся врачом) имеет возможность заниматься: **деятельностью в сфере здравоохранения в Украине**, а именно:

- деятельность по охране здоровья человека, которая осуществляется не в больницах и не врачами или стоматологами;
- деятельность медсестер, акушеров, физиотерапевтов или иного парамедицинского персонала в сфере оптиметрии, гидротерапии, лечебного массажа, трудотерапии, логопедии, хироподии, гомеопатии, мануальной терапии, иглоукалывания и т.п.

Эти виды деятельности могут осуществляться в клиниках, действующих при фирмах, школах, домах престарелых и других организациях, не являющихся больницами, но имеют собственные консультационные центры с местами приема пациентов. (Ссылка на КВЭД 2010)».

### 3. Устройство *BREON*<sup>™</sup>

#### Органы управления и индикации



1. Кнопка включения/выключения электропитания.
2. Кнопка выбора режима (программы).
3. Кнопка понижения уровня сигнала.
4. Кнопка повышения уровня сигнала.
5. Индикаторы выбранного режима (программы).
6. Индикаторы подключения выносных электродов.
7. Разъемы для подключения выносных электродов.
8. Активный выносной электрод (левое и центральное гнездо).
9. Вектор электрод (левое и центральное гнездо).
10. Ладонные электроды (левое и центральное гнездо).



#### 4. Дополнительные опции \*

Для получения более эффективного воздействия устройства рекомендуется использовать:



##### 11. Головные электроды.

- рекомендуется подключать в гнезда:

левое и крайнее правое (программы с 1 по 10-ю).

При этом усиление сигнала на программы с 1 по 5 - не использовать!



##### 12. Пассивные электроды.\*\*

- подключение пассивных электродов, производится в гнезда: левое и крайнее правое (программы с 1 по 10-ю).

При этом усиление сигнала на программы с 1 по 5 - не использовать!



##### 13. Ножные электроды.

- подключение ножных электродов производится в гнезда: левое и центральное (программы с 1 по 10-ю).



##### 14. Переходник для электродов.

- подключение ножных, ладонных, головных, пассивных и активного восьми-контактного электродов.

- подключение переходника к прибору производится в гнезда: левое и центральное (программы с 1 по 10-ю).

- подключение электродов к переходнику: каждый электрод подключается строго с одной стороны переходника (справа или слева).

**Примечание:** \* - продаются отдельно.

**Примечание:** \*\* - полярность электродов не имеет значения.



## 5. Подготовка к работе

1. После транспортировки или хранения устройства при низких температурах, устройство необходимо выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре.
2. Вынуть устройство из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить комплектность устройства.
3. Открыть заднюю крышку корпуса устройства (отсек элементов питания) и вставить в отсек для элементов питания 3 элемента питания типа АА напряжением 1,5В, соблюдая полярность. Закрыть заднюю крышку корпуса устройства.
4. Присоединить необходимые электроды к разъему на корпусе устройства.

**Внимание!** Перед применением необходимо произвести дезинфекцию электродов раствором антисептика, например, стерилиум. В случае потемнения электродов, протереть их зубным порошком, содой или средством для чистки посуды.

**Внимание!** Во избежание выхода устройства из строя категорически запрещается, во время работы устройства, контакт электродов между собой.

5. Установить устройство в удобное положение так, чтобы исключить натяжение проводов электродов.
6. Сядьте на стул (лучше деревянный), приняв удобное положение.

## 6. Порядок работы с устройством

1. Трехразовым нажатием на кнопку включения/выключения питания (1) включить устройство. При этом должен загореться (в бегущем режиме) индикатор выбора программ (5). В процессе работы устройство подает звуковые сигналы через каждую минуту сеанса.
2. С помощью кнопки выбора программ (2) выбрать нужную программу. При этом индикатор соответствующей программы подмигнет и загорится постоянным светом, прозвучит двойной звуковой сигнал и загорится индикатор, используемых с конкретной программой, электродов (6).
3. При прохождении программ с 1 по 5 после сеанса устройство автоматически выключается.
4. При прохождении программ с 6 по 10 устройство необходимо выключить нажатием на кнопку включения/выключения (1).

## 7. Работа с программами

Использование электродов при работе с программами		Подключение электродов к прибору	Программы устройства №	
			1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9, 10
В комплекте	Вектор	левое и центральное гнездо	+	+
	Ладонные электроды		+	+
	Активный выносной восьми-		-	+





	контактный электрод			
Дополнительные опции	Головные электроды	левое и крайнее правое гнездо	+	+
	Пассивные электроды		+	+
	Ножные электроды	левое и центральное гнездо	+	+

1. Подключите к соответствующему гнезду устройства электроды, согласно таблице.
2. Особенности использования электродов.
  - Пассивные электроды:
    - для рук: закрепите на запястьях рук браслеты с пассивными электродами (латунными пяточками к внутренней части запястья).
    - для ног: закрепите на ногах браслеты с пассивными электродами, (латунными частями к телу).
  - Ножные электроды:
    - возможность использования как для ног так и для рук.
  - Головные электроды:
    - закрепите головные электроды латунными пяточками на лобную часть головы.

### 3. ВНИМАНИЕ!!!

**ОБЯЗАТЕЛЬНО, предварительно установить между латунными пяточками и лобной частью головы, сухую марлевую салфетку или тонкую хлопчатобумажную ткань, во избежание гиперемии кожи.**

**При использовании пассивных и головных электродов, при работе программ с 1 по 5 (кнопками плюс и минус) УРОВЕНЬ СИГНАЛА НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ!!!**

4. Следите за тем, чтобы электроды не касались один другого или других открытых частей тела. Перекрещивание рук и ног **не допускается**.
5. Включите устройство в соответствии с п.6.1.
6. Выберите в соответствии с п.6.2 соответствующую программу с 1 по 10, согласно таблице.
7. Длительность работы программы составляет 7 минут. Каждую минуту устройство подает звуковой сигнал. Через 7 минут устройство переходит в режим 20 минутного перерыва.
8. Через 20 минут устройство начнет издавать звуковой сигнал, после которого можно продолжить сеанс, нажав один раз кнопку выбора программы (2). Полный цикл сеанса: 7 минут работы — 20 минут перерыв — 7 минут работы — 20 минут перерыв — 7 минут работы.



## 8. Работа с активным выносным восьми-контактным электродом.

Подключение производится в гнезда:  
левое и центральное (программы с 6-ой по 10-ю).

1. Приложите активный электрод контактами к телу.
2. При необходимости с помощью кнопок уровня сигнала (3 и 4) доведите уровень импульсов до ощущения легкого покалывания на коже тела или ощущения легкой вибрации от электрода (при использовании устройства для лечения детей в возрасте до 14 лет устройство необходимо настроить на минимальный уровень импульсов). При чувствительной коже, когда ощущается сильное покалывание при минимальном сигнале, сеанс необходимо проводить через сухую марлевую салфетку или тонкую хлопчатобумажную ткань.
3. Мягкими круговыми движениями по часовой стрелке проведите массаж (в виде скольжения контактов по телу) необходимых участков тела, не прикладывая при этом больших усилий.

**Внимание!** Не держите электрод на одном месте.

4. Время работы составляет от 7 до 28 минут (и более), от 1 до 5 раз в день при необходимости.

**Внимание!** При возникновении неприятных ощущений нажатием кнопок регулировки уровня сигнала (3 и 4) уменьшите уровень сигнала до комфортного.

## 9. Работа с вектором.

Вектор усиливает воздействие устройства контактно и бесконтактно. Подключение производится в гнезда:  
левое и центральное (программы с 1-ой по 10-ю), с усилением сигнала «+» и «-».

**Внимание!** Вектор подключается напрямую к прибору. Подключение вектора через переходник параллельно с ладонными, ножными, головными и активным восьми-контактным электродами не допустимо!

## 10. Перенос информации на воду.

С целью повышения эффективного и мягкого воздействия на организм рекомендуется переносить информацию с устройства на воду.

Данное устройство можно использовать для записи информации как на маленький объём жидкости, так и на большой объём.

### Использование небольшой ёмкости (максимальный объём жидкости 1 литр)

Для этого необходимо:

1. Положить устройство на ровную поверхность лицевой панелью вверх.
2. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала «+» или «-» выбирать не обязательно)
3. На лицевую панель установить небольшую емкость с жидкостью (максимальный объём до 1 литра)

**Внимание!** Запись программы на воду проходит в течении 7 минут, после чего жидкость готова к употреблению.



**Внимание!** Распространенная ошибка потребителя. При возникновении желания записать на воду сразу несколько программ подряд, записывается только последняя программа.

### Использование большой ёмкости (от 1 литра и более)

Для этого необходимо:

1. Положить устройство на ровную поверхность, установленную на желаемую емкость, лицевой панелью вверх.
2. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала «+» или «-» выбирать не обязательно)

**Внимание!** Во избежание выхода устройства из строя, не опускать устройство в жидкость.

## 11. Работа с переходником.

Переходник предназначен для более эффективной работы с устройством BREON™ путем подключения дополнительных электродов:

- Ножных, ладонных, головных, пассивных, активного восьми-контактного электрода. Используя переходник для электродов можно работать сразу с парами электродов, используя разные схемы подключения.

Подключение переходника к прибору производится в гнезда:

левое и центральное (на программы с1-ой по 10-ю), с усилением сигнала «+» и «-».



Подключение электродов к переходнику:

Каждый электрод подключается строго с одной стороны переходника (справа или слева)

**Внимание!** Вектор подключается непосредственно к устройству BREON™ в соответствии с п.п 7.7. Подключение вектора через переходник параллельно с ладонными, ножными и головными и активным восьми-контактным электродами не допустимо!

### Схемы подключения :

электроды	Ножные электроды	Пассивные электроды	Головные электроды	Восьми-контактный электрод	Ладонные электроды
-----------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------------------



Ладонные электроды	+	+	+	+	Программы с 6-ой по 10-ю
Восьми-контактный электрод	+	+	+	+	Программы с 6-ой по 10-ю
Головные электроды	+	+	+	+	Программы с 6-ой по 10-ю
Пассивные электроды	+	+	+	+	Программы с 6-ой по 10-ю
Ножные электроды	+	+	+	+	Программы с 6-ой по 10-ю

## 12. Программы биорезонансного воздействия устройства *BREON™*

1. Противогрибковая.
2. Антибактериальная и антивирусная.
3. Антигельминтная и антипротозойная (против простейших).
4. Антиклещевая и общая, включающая антигельминтную, антивирусную (в том числе вирус папилломы и бородавок), антипротозойную (против простейших) и против клещей.
5. Профилактическая и дезинтоксикационная.
6. Косметологическая и улучшение трофики.
7. Обезболивающая, противовоспалительная и противоотечная.
8. Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы.
9. Оздоровление сосудов, антицеллюлитная программа, лимфодренаж.
10. Оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта.

**\*Для получения более эффективного воздействия устройства рекомендуется использовать:**

- ладонные («трубочки»), ножные («пластины») электроды - подключение производится в гнезда: (левое и центральное), на программы с 1 по 10.

- головной электрод - (левое и крайнее правое). *При этом усиление сигнала на программы с 1 по 5 - не использовать.*



### 13. Принцип работы программ:

#### №1, №2, №3, №4, №5 — антипаразитарные программы

Принцип действия программ с 1-ой по 5-ю основан на воздействии электромагнитными колебаниями определенной частоты, формы и амплитуды, которые оказывают строго избирательное воздействие на разные виды возбудителей (гельминты, грибки, бактерии, вирусы, клещи и др.).

Спектр излучения устройства соответствует спектру излучения патогенной (чужеродной) флоры слабых электромагнитных колебаний особой формы и частоты, которые с помощью специальных пассивных ладонных электродов Left и Right пропускаются через тело. В результате такого воздействия ослабевают защитные функции патогенных организмов, уменьшается количество вырабатываемых ими токсинов и продуктов жизнедеятельности. Что в свою очередь помогает иммунной системе организма распознать и снизить активность болезнетворной флоры, а со временем и удалить ее из организма. Полное освобождение организма от вышеназванных агентов происходит в результате их активного вытеснения биофлорой и интенсивной элиминации (ликвидация и удаление из организма) элементами иммунной системы на тканевом и клеточном уровне.

#### 13.1. Программа № 1. Противогрибковая

Данная программа оказывает избирательное воздействие на грибковую флору:

- актиномицеты, пропионика, вискосус, неслунди;
- аспергиллы (плесневые грибки), нигер, оризе, флавус, фумигатус, клаватус;
- бластомицеты (двухфазные грибки, имеющие дрожжевую и мицелиальную фазы), бластомикоз, бразиминс, дерматидис, ботриомикоз;
- гистоплазма, капсулатула;
- гифен;
- кандиды (дрожжеподобные грибки), альбиканс, робуста, крузеи, тропика-лис, холми, парапсилозис и др;
- кокцидиоиды;
- нокардии;
- муковорувая плесень;
- кладоспориум;
- криптоспориум;
- ликогала (слизистый гриб), стемонитис;
- мицелий;
- трихоспорон;
- трихофитон (15 видов);
- экриналес (кишечный гриб);
- афлотоксины (в т.ч. маточные рожки).

#### 13.2. Программа № 2. Антибактериальная и антивирусная

Данная программа оказывает избирательное действие на следующие виды бактерий и вирусов:

- Сальмонеллы;
- шигеллы;
- эшерихии (патогенные или диареогенные кишечные палочки);
- иерсинии;
- кампилобактерии;
- листерии;
- коринебактерии;
- бруцеллы;
- стафилококки;
- стрептококки;
- легионеллы;
- лептоспиры;
- клипсиела (4 вида);
- вирус гриппа;
- аденовирусы;
- вирусы парагриппа;
- хеликобактер пилори;
- цитомегаловирус;
- вирус Эпштейна-Бара;
- вирус простого герпеса;
- герпес зостер (вирус герпеса 3 типа);
- вирусы бородавок;
- вирусы папилломы;
- птичий грипп;
- РС — вирус;
- гепатит всех видов;
- риновирусы;



- клостридиум (13 видов);
- микобактерии;
- микоплазма;
- энтерококки;
- синегнойная палочка

### 13.3. Программа № 3. Антигельминтная и антипротозойная

Данная программа оказывает избирательное воздействие на гельминты и простейшие.

Классификация гельминтов (надтип низшие черви, сколециды):

#### 1. Плоские черви:

##### **Класс трематоды (сосальщики):**

- описторх
- клонорх
- дикроцелий
- фасциолы
- шистосомы
- парагоним
- метагоним
- нанофиет

##### **Класс цестоды (ленточные черви):**

- цепни: цепень карликовый, бычий, свиной, крысиный, тыквовидный (огуречный); эхинококк, альвеококк;
- лентецы: лентец широкий.

##### **Круглые черви (нематоды):**

- острица
- аскарида
- власоглав
- анкилостома
- некатор
- стронгилоид
- токсокара
- трихостронгилоиды
- трихинелла
- филярии
- лоа
- онхоцерк

#### 2. Простейшие:

- лямблии
- амебы
- трихомонады
- хламидии
- токсоплазмы
- трипаносомы
- пневмоциты
- балантидии
- лейшмании и др.

### 13.4. Программа № 4. Антиклещевая и общая

Данная программа включает антигельминтную, противовирусную (в том числе вирус папилломы и бородавок), антипротозойную (против простейших) и антиклещевую, оказывает сочетанное воздействие на гельминты, вирусы, простейшие и клещи.

Клещи:

- злаковые клещи;
- демодекс;
- чесоточный клещ;
- пылевые клещи.

Программа № 3 дополняет программу № 4 по действию на клещей.



### 13.5. Программа № 5. Профилактическая и дезинтоксикационная

Модифицированная программа доктора Hulda Regher Clark – оказывает общее воздействие на все виды патогенных организмов. Рекомендуется как профилактический метод воздействия при неустановленных возбудителях, в т. ч. при аллергических заболеваниях.

#### **Рекомендации:**

При точном определении возбудителя рекомендуем использовать программы более узкой направленности: №1, №2, №3. При сочетании различных патологий – №4, для профилактики и при недостаточно достоверной диагностике патологий – программа №5. Детям, людям преклонного возраста, ослабленным и с набором хронических заболеваний - проходить программы через день, и во время обострения - через два дня. При работе с прибором в течение дня рекомендуется повышенное употребление жидкости (2-2,5 литра) структурированной, слабоминерализованной очищенной воды.

Для того чтобы рассчитать Вашу индивидуальную суточную норму воды, необходимо:

- для молодых (до 40 лет) и средних (до 65 лет) людей: вес (в кг) умножить на 30;
- для детей — индивидуально, в зависимости от возраста: в 6 месяцев — 130-150мл умножить на вес в кг; в 2 года — 115-125 мл умножить на вес в кг; в 10 лет — 70-100 умножить на вес в кг.

### **14. Принцип работы программ:**

#### **№6, №7, №8, №9, №10 - биокоррекция и электростимуляция**

Принцип действия программ с 6-ой по 10-ю основан на целевом резонансном воздействии в сочетании с рефлекторным влиянием слабых электрических импульсов на рецепторы кожи (биологически активные зоны) с помощью выносного восьми-контактного электрода или вектора.

Во время сочетанных сеансов расширяются капилляры, улучшается кровообращение, возобновляется энергетика клеток, стимулируется активность и высвобождение ферментов, усиливается синтез белка, улучшаются трофические и регенерационные процессы. Через нервные рецепторы передаются сигналы к внутренним органам, происходит обезболивающее, противоспазматическое действие. В результате комбинированного воздействия на патологические очаги в организме происходит восстановление паракринной регуляции (передача информации от клетки к клетке) – возобновление цепи электрохимических реакций в организме.

Биомагнитные волны, образуемые 8 (восемью) электродами, воздействуют на пораженное заболеванием «плато» страдающего организма или профилактически площадочно, с проникновением на необходимую (по состоянию) глубину.

Отмечено положительное влияние на неспецифические факторы защиты организма - адаптационные реакции.

Если учитывать относительность понятия здоровья (так как есть люди, считающие себя здоровыми в виду отсутствия субъективных болезненных ощущений, а на самом деле имеющие серьезные заболевания, и наоборот, люди, предъявляющие массу субъективных жалоб при отсутствии объективных признаков болезни), то в этом случае применение устройства *BREON*<sup>™</sup> приобретает новое качество по нормализации тех самых регуляторных процессов, в основе которых находится деятельность нервной, эндокринной, иммунной систем. При этом для применения устройства *BREON*<sup>™</sup> с целью оздоровления нет противопоказаний.

Любая процедура может быть применена человеком, считающим себя здоровым, в дозах, рекомендуемых в литературе, самостоятельно без назначения врача. Более того, можно употреблять одну



процедуру, а можно сразу несколько в сочетании, придерживаясь рекомендаций, без боязни нежелательного побочного эффекта воздействия.

Накопленный опыт применения устройства *BREON™* с целью оздоровления (профилактики) и коррекции состояния организма показывает, что эффективным комплексом реабилитации и активизации регуляторных систем может служить трех-этапная программа.

**На первом этапе** - проводится индивидуальный подбор и назначение «очищающих» процедур, а также использование других методов комплексной очистки организма; оптимизация и рационализация питания, режима труда и отдыха, формирование поведения человека в конкретных условиях окружающей среды.

**Второй этап** - направлен на нормализацию функций нервной, эндокринной и иммунной регуляции гомеостаза, основанной на применении и коррекции гомеостаза человека. В зависимости от степени нарушения функций регуляторных систем и сопутствующих заболеваний процедуры устройства *BREON™* назначаются индивидуально, возможно сочетание с аллопатическими веществами — биологически-активными добавками и лекарствами.

**Третий этап** - поддержание норм функционирования регуляторных систем.

В том или ином сочетании устройство *BREON™* применяется на всех трех этапах программы.

Работа данными программами осуществляется с помощью активного выносного восьми-контактного электрода. Электрод прикладывается металлическими контактами к болезненным участкам тела. Кнопками уровня воздействия №3 и №4 уровень исходящих импульсов доводится до ощущения легкого покалывания на теле или легкого ощущения вибрации от электродов (при использовании устройства как мини-рефлексотерапевта для детей от 2-х до 14 лет устройство настраивается на минимальные импульсы, сигнал не доводится до чувства покалывания на коже).

**При повышенной чувствительности кожи, когда сильное покалывание появляется даже при только включенном устройстве – сеанс следует проводить через сухую марлевую салфетку или тонкую хлопчатобумажную ткань).**

Далее плавными скользящими движениями легко массировать по поверхности кожи болезненных участков тела, захватывая здоровые зоны, не прилагая при этом чрезмерных усилий (не удерживайте электрод на одном месте).

Эффективность работы зависит не от силы надавливания электрода, а от его возможности восстанавливать кровообращение, трофику и питание нервной ткани, мышц и внутренних органов.

#### **14.1. Программа № 6. Косметологическая и улучшение трофики.**

С помощью устройства *BREON™* можно осуществлять нехирургическую частичную подтяжку кожи лица, а также устранение послеродовых растяжек. Слабые электрические импульсы воздействуют на рецепторы кожи, при этом происходит расширение капилляров, улучшение кровообращения, стимуляция активности клеток и высвобождение ферментов, синтез белка, улучшение трофических и регенерационных процессов. В результате чего, повышается тонус кожи, разглаживаются морщинки, улучшается цвет и структура кожи, что дает **мощный омолаживающий эффект**.

Для этого работаем устройством *BREON™* активным выносным восьми-контактным электродом согласно массажным линиям лица, шеи и зоны декольте. Вы получите прекрасные результаты, если перед массажем, чисткой, визажем, наложением маски или кремов провести обработку кожи лица при помощи устройства *BREON™* в комплексе со структурированной водой из установки серии «ЭкоЛид» компании «Лидер-групп интернешнл», что значительно улучшит усвояемость косметических средств, уменьшит их расход.





**Кроме косметологического эффекта, программа обеспечивает:**

- Восстановление функции сальных и потовых желез.
- Восстановление кожно-сосудистой реакций и нервно-сосудистого тонуса, что проявляется улучшением микроциркуляции в патологических очагах кожи и гематологических параметров у больных экземой и нейродермитом.
- При систематическом применении аппарата наблюдается качественное улучшение кровообращения, что приводит к повышению насыщения кожи кислородом, улучшает цвет лица, быстро ликвидирует отеки любой локализации.
- Миостимулирующий эффект обеспечивает разглаживание морщин, повышает тонус и эластичность кожи.
- Противовоспалительный эффект позволяет улучшить состояние кожи при угревой сыпи, гнойничковых заболеваниях, после косметической чистки или хирургического вмешательства.
- Активизация обменных процессов в коже и процессов синтеза белка, ускоряет процессы заживления и регенерации, повышает упругость и эластичность кожных покровов. Данный эффект программы можно использовать для **устранения трофических нарушений кожи нижних конечностей**, в комплексной терапии программ омоложения кожи, в после-операционном периоде, для ускорения процессов регенерации (заживления) швов.
- Ускорение трансмембранного транспорта питательных веществ ускоряет всасывание с поверхности кожи и транспорт в ткани, косметических и лечебных составов (кремов, мазей, масок). Это позволяет применять косметическую программу в сочетании с теми или иными косметическими и лечебными средствами, что увеличивает их биодоступность и эффективность за счет эффекта фонофореза.

*Целесообразно* в начале курса терапии (первые 1-2 сеанса) проводить воздействие на участки кожи в области шеи в комфортном энергетическом режиме для установления порога индивидуальной чувствительности. После чего - работа в зонах патологических изменений кожи, начиная с подпорогового энергетического уровня и минимальной длительности процедуры (7 минут), постепенно, от сеанса к сеансу, увеличивая время воздействия до 14 и 21 минуты к концу курса терапии, который в ряде случаев может состоять из 10-12 ежедневных сеансов. Возможен вариант проведения терапии через марлевую, флизелиновую или бумажную салфетку, смоченную в лечебном или косметическом составе, что дополнит восстановительное воздействие косметической программы эффектом фонофореза, применяемого лечебного средства.

**Основные сферы применения программы:**

- нехирургическая подтяжка;
- омоложение кожи;
- комплексная терапия ожирения, целлюлита;
- послеоперационная реабилитация;
- кожные заболевания инфекционной (фурункулёз, стрептодермия, демодекоз) или инфекционно-аллергической природы (псориаз, нейродермит, экзема);
- устранение отёков и косметических дефектов кожи;
- устранение последствий ушибов мягких тканей, ссадин.

*Рекомендуется* сочетание основной программы с программами: №7 обезболивающая и противовоспалительная, №9 антицеллюлитная – при устранении кожных заболеваний, в проблемных местах, №10 оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта – в области



проекции печени, поджелудочной железы и кишечника, для нормализации обменных процессов, стимуляции процессов детоксикации. А также с программами резонансно-частотной коррекции, в зависимости от этиологического фактора, вызвавшего то или иное патологическое состояние (дисбактериоз кишечника, панкреатит, холецистит).

#### **14.2. Программа № 7. Обезболивающая, противовоспалительная и противоотечная**

Режим программы №7 даёт заметное снижение болевого синдрома и воспалительных процессов, снимает спазмы, отек и раздражение кожных покровов.

##### **Эффекты и сферы применения программы.**

Принцип действия программы базируется на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью выносных электродов передаются через кожу нервным и мышечным волокнам. Электроды могут быть размещены на различных частях тела. Возникающее при этом электрическое раздражение безопасно. Однако следует помнить об индивидуальном пороге болевой чувствительности и подбирать энергетический уровень программы соответственно субъективным ощущениям. Электрические импульсы, генерируемые в этой программе, влияют на передачу возбуждения по нервам, а также на нервные узлы и группы мышц в области применения.

Болеутоляющее и болеподавляющее действие достигается путем роста выделения аутогенного эндорфина, который уменьшает чувствительность к боли благодаря своему действию на центральную нервную систему.

Противовоспалительному эффекту программы способствует улучшение кровообращения в очаге воспаления, за счет чего резко увеличивается количество необходимых там клеточных элементов крови, осуществляющих фагоцитоз (пожирание специальными клетками возбудителей инфекции).

Усиление венозного оттока от очага воспаления приводит к быстрейшему «вымыванию» из межклеточного пространства и клеток пораженных тканей ядов (токсинов), а также медиаторов воспаления и боли, которые выделяются при воспалительных реакциях.

Одновременно стимулирующий импульс аппарата приводит к активизации клеточного и гуморального звена иммунитета, чем достигается более быстрая, по сравнению с обычной, элиминация (ликвидация и удаление из организма) причины воспаления. Такой механизм действия аппарата либо блокирует воспалительный процесс на ранней стадии развития (если аппарат применен сразу после появления первых симптомов воспаления), либо ускоряет все стадии воспалительного процесса (примерно в 2-3 раза).

Благодаря такому действию аппарат успешно используется как при местных воспалительных процессах (фурункулы, карбункулы, гидроаденит, нагноившиеся раны и другие), так и при различных инфекционных заболеваниях (острые респираторные инфекции, грипп, ангины, воспалительные заболевания бронхов, легких, сердца, мочеполовой системы, вирусные гепатиты и другие).

##### **Показания к применению программ:**

- моно- и полиневропатии;
- плекситы и плексопатии;
- боли в спине вследствие мышечно-тонического синдрома;
- жалобы в области поясничного и шейного отделов позвоночника;
- боли в суставах (например, коленных, тазобедренных, плечевых);
- головные боли;



- боли при менструациях у женщин;
- боли после травм опорно-двигательного аппарата;
- боли при нарушениях кровообращения (вегетовасопатиях);
- хронические боли, вызываемые различными причинами;
- аутоиммунные, инфекционно-аллергические процессы в тканях и органах;
- воспалительные процессы инфекционной и неинфекционной природы (токсикоаллергической) в тканях и органах, вызванные возбудителями разных групп, их токсинами, или токсинами экзогенного происхождения (пищевыми или пылевыми аллергенами, тяжёлыми металлами, химическими веществами и соединениями).

**Программу рекомендуется сочетать практически со всеми видами лечения, как патогенетическую и симптоматическую коррекцию.**

### **14.3. Программа № 8. Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы**

Программа №8 является восстановительной для соединительной ткани: восстанавливает деформированные (поврежденные) поверхности суставов, улучшает эластичность связок, сосудов, способствует заживлению ран (при трофических язвах). Работа в этом режиме позволяет проводить профилактику таких заболеваний как **остеохондроз позвоночника, радикулит, остеоартроз суставов, полиартрит, варикозное расширение вен, пяточная шпора и других заболеваний опорно-двигательной системы.**

Опираясь на восстановительные функции тонуса мышечно-связочного аппарата, данная программа будет эффективна в комплексном лечении и при опущении внутренних органов, после предварительного устранения инфекций и других паразитарных инвазий в данных органах (которые и спровоцировали опущение).

Рекомендуется в комплексной терапии заболеваний суставов и позвоночника, незаменима в случаях медикаментозной непереносимости или наличии противопоказаний к назначению ряда препаратов (нестероидных противовоспалительных, таких как диклофенак, ибупрофен, и др.)

Рекомендуется сочетать с программой №7, для потенцирования эффекта. Так же рекомендуется сочетать с программами частотно-резонансной терапии, по схеме работы с основным заболеванием, так как основная часть патологии опорно-двигательного аппарата связана с вирусно-бактериальной группой инфекций, таких как гемолитический стрептококк, хламидии, боррелии, вирус Эпштейна-Бара и др.

Воздействие 8 режимом проводят местно, локально в области пораженного участка позвоночного столба или сустава. Длительность воздействия от 14 до 28 минут, возможно проведение нескольких сеансов в течении суток.

### **14.4 Программа № 9. Оздоровление сосудов, антицеллюлитная, лимфодренаж.**

Много неприятных минут доставляет женщинам целлюлит. Кожа теряет гладкость и на ее поверхности образуются ямочки и бугры. Почему-то принято считать, что целлюлит – это болезнь полных и не очень молодых женщин. Это досадное заблуждение. В последнее время появилась тревожная тенденция к омоложению этого заболевания. Оно обнаруживается даже у четырнадцатилетних девочек. Как считают специалисты, это следствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

**Целлюлит** – это деформация жировой клетки, которая происходит из-за застойных явлений в лимфатической системе. Накапливаясь и застаиваясь подкожной жировой клетчатке, жидкость начинает



давить на клетку, деформируя ее. Кожа не выдерживает такого давления, и постепенно на ней образуются бугры. Труднее всего поддается лечению явно выраженный целлюлит, который уже заметен визуально. На ранних стадиях он излечивается полностью. Поэтому, чем раньше Вы начнете лечение, тем лучше будет результат.

Перед процедурой на очищенную кожу наложить, смоченную водой из установки серии «ЭкоЛид», марлевую салфетку в 3 слоя, сверху на нее положить активный выносной восьми-контактный электрод, довести уровень сигнала при помощи кнопок №3, №4 («-» и «+») до чувства легкого покалывания и легкими скользящими движениями проводить процедуру в течение 14-21 минут. После чего, нанеся антицеллюлитный крем, легкими массажными движениями втереть его в кожу и, наложив марлевую салфетку, повторно провести вышеописанные действия с активным выносным восьми-контактным электродом. При появлении резкого покалывания уровень уменьшить до состояния комфорта.

На увядающую кожу и кожные складки воздействуйте основным режимом № 6 (2-3 сеанса в день) и вспомогательными режимами №7, №8.

#### **14.5. Программа № 10. Оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта**

Данная программа устройства *BREON*<sup>™</sup> предназначена для оздоровления и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта:

- гастриты;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- энтериты;
- холецистит;
- колиты;
- сигмоидит.

### **15. Сочетание режимов работы *BREON*<sup>™</sup> для коррекции при различных патологиях**

#### **1. Стандартная схема подключения – правая рука и левая рука.**

Максимально эффективна при наличии патологических процессов в грудной полости и области шеи.

#### **2. Схема подключения – правая нога и левая нога.**

Наиболее эффективна при наличии патологических процессов в области таза (гинекологические и урологические заболевания) и брюшной полости (патология почек, тонкого и толстого отделов кишечника).

#### **3. Схема подключения правая нога – правая рука или левая нога – левая рука.**

Целесообразна при латерализации патологического процесса (когда отмечается поражение органов преимущественно одной стороны тела).

#### **Пример:**

- БРТ в режиме №1+№2 проводится по следующей схеме: режим №1 (7 минут) + режим №2 (7 минут) - перерыв 14 минут - режим №1 (7 минут) + режим №2 (7 минут), т.е. сеанс проводится дважды по 14 минут с одним 14-минутным перерывом.
- если БРТ в режиме №2, то проводится по следующей схеме: режим №2 (7 минут) - перерыв 10 минут — режим №2 (7 минут) — перерыв 10 минут — режим №2, т.е. сеанс проводится



трижды по 7 минут с двумя 10 минутными перерывами (для среднего возраста. Перерыв может быть от 7 минут — для молодых людей и до 20 минут — для людей преклонного возраста).

**Внимание!** При острых процессах режим №2 (антибактериальная программа) проводится 3-4 раза в день (2 дня подряд), в зависимости от остроты самого процесса.

В случае приёма антибиотиков обязательно наряду с традиционной рекомендуемой схемой лечения любого заболевания добавить один раз в день режим №1 (противогрибковый).

При хронических заболеваниях курсы подбираются индивидуально по консультации специалиста.

**Классическая схема сеанса:** 7 минут работы 20 минут перерыва, 7 минут работы 20 минут перерыва, 7 минут работы. Т.е. в классическом сеансе три семи минутных цикла одного режима с двумя 20 минутными перерывами между ними, всего 61 минута.

Если вы проводите коррекцию **сочетанием режимов** (например №1 и №2 или №1 и №4), то в таком случае сеанс приобретает следующий вид: 7 минут работы в режиме №1 и без перерыва, сразу по окончании 7-минутного цикла, выбираем режим №2 и проводим ещё один 7 минутный сеанс в этом режиме, по окончании которого выдерживаем 20-минутный перерыв. После чего опять проводим сеанс в режиме № 2 (он остался последним установленным режимом перед перерывом) и, по окончании 7-минутного цикла, не делая перерыва, выбираем режим № 1 и проводим ещё один 7-минутный сеанс в этом режиме. После чего выдерживаем перерыв 20 минут и проводим сеанс уже по первой схеме, т.е. режим №1 и сразу же после него, без перерыва, режим №2. Один цикл такого комбинированного сеанса длится уже не 7, а 14 минут, а общая длительность сеанса составляет 82 минуты или один час и 21 минуту соответственно. В случае дефицита времени, можно проводить терапию без рекомендованных перерывов, однако в этом случае симптомы интоксикации, возникающие в результате резонансно-частотного воздействия, будут более болезненными, что потребует приёма большего количества воды и сорбентов на протяжении дня.

Мощность или амплитуду сигнала в режимах с 6 по 10 вы можете регулировать по ходу терапевтического сеанса, устанавливая её при помощи кнопок № 3 (меньше) и № 4 (больше).

**Но при работе с 1 по 5 программы резонансно-частотного воздействия, данная РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ СИГНАЛА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.**

## 16. Проведение ионофореза при помощи устройства *BREON*<sup>™</sup>

Устройство *BREON*<sup>™</sup> может применяться как наиболее оптимальный и простой способ введения в организм различных жидких препаратов. При этом методика введения препарата настолько проста, что может применяться не только в поликлинике, а и в домашних условиях.

Для этого необходимо смочить марлевую салфетку в 3 слоя водой из установки серии «ЭкоЛид» компании «Лидер-групп интернешнл», либо любым лекарственным жидким средством (лучше жидкие лекарства смешивать пополам с водой из установки серии «ЭкоЛид»). Салфетку отжать (она должна быть влажной, но не сухой и не слишком мокрой), наложить на необходимый участок тела (лицо, ноги, руки, туловище, позвоночник и т.д.); на салфетку сверху положить активный выносной восьми-контактный электрод, довести уровень сигнала при помощи кнопок №3, №4 до чувства легкого покалывания и легкими скользящими движениями проводить процедуру в течении 14-21 минуты. При появлении резкого покалывания уровень уменьшить до состояния комфорта.

## 17. Алгоритм применения биорезонансной коррекции

1. Установить патогенный фон.
2. Оценить функциональное состояние органов.



3. Выбрать программы и зоны приложения.
4. При функциональных нарушениях подобрать сочетание с другими методами: гомеопатия, эндогенная БРК по меридианам, направленное питание, витамины, минералы, аминокислоты, лечебная физкультура.
5. Осуществлять контроль после примененных методов.

## 18. Предостережения

**ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО BREON™, ЕСЛИ ВЫ НОСИТЕ ЭЛЕКТРО-КАРДИОСТИМУЛЯТОР.**

Поскольку электрические сигналы могут повлиять на правильность работы электрокардиостимулятора, не проводите эксперименты на себе!

**Внимание! Наряду с применением устройства биорезонанса продолжайте курс медикаментозного лечения, назначенного врачом. Устройство, как правило, можно применять вместе с большинством лекарственных средств, биологически-активных добавок, специальных продуктов питания и лечебной косметики.**

**Помните! Данное устройство создано для профилактики хронических заболеваний и комплексного подхода в лечении многих патологических состояний.**



## 19. ПРИЛОЖЕНИЕ

### ВОПРОС-ОТВЕТ

**Вопрос: А стоит ли применять прибор при симптоматике: сухость во рту, боль в голове, начинают болеть старые переломы и сломанные кости, мышечные спазмы, увеличение папиллом и т. д.?**

Да, продолжайте применять, Вы находитесь на верном пути к выздоровлению! Не забывайте достаточно пить воду. При необходимости проконсультируйтесь с гастроэнтерологом или врачом-консультантом по биорезонансной терапии.

**Вопрос: Не вредно ли это для организма?**

Нет. Частоты паразитов лежат в диапазоне 30-900КГц. Резонансные частоты структур человеческого организма - в диапазоне 1520-9460 КГц. Вредные для организма человека частоты лежат за границей 1МГц.

**Вопрос: Чем отличается *BREON™* от устройств других производителей?**

1. Соответствие низкой цены - высокого качества.
2. Кварцевый стабилизатор частоты (где допуск колебания частот + - 1,5 %, тем самым не давая паразиту подстроиться).
3. Сканирование - веерное наложение частоты на частоту.
4. Цикличность частоты.

**Вопрос: С какими заболеваниями были наибольшие результаты?**

Мы получили прекрасные результаты при лечении многих заболеваний, вызванных бактериальными и вирусными инфекциями, простейшими, в том числе хламидиями. Отличные результаты при лечении гриппа, гайморита, молочницы, герпеса, хламидиоза, дисфункции органов ЖКТ, различных инфекциях, бронхитах, астме, ХОЗЛ, плевритах, гастритах, холециститах, заболеваний сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

**Вопрос: будет ли эффективно устройство для животных или только для человека?**

Да, для животных устройство будет настолько же эффективно, как и для человека, поскольку поражение происходит одними и теми же паразитами, вирусами и бактериями.

**Вопрос: есть ли возрастные ограничения для работы с устройством?**

Нет, возрастных ограничений не существует. Устройство безопасно в применении и может использоваться с момента рождения и до преклонного возраста.

**Вопрос: не является ли эффект устройства — плацебо?**

Нет, поскольку есть отличные результаты в работе с младенцами и животными. Этой категории пациентов невозможно внушить эффективность чего бы то ни было.

**Вопрос: Можно ли помочь человеку с наличием кардиостимулятора?**

Да, можно. В этом случае запрещено работать непосредственно с электродами, но можно с помощью вектора заряжать воду. За счет уникальных свойств запоминания информации вода несет нужные вибрации напрямую в клетку организма, не нарушая при этом работу кардиостимулятора.



## 20. Таблица сочетания программ при различных патологиях

№ п\п	Заболевание	Используемые режимы воздействия		Область тела
		Пассивные электроды	Активный выносной электрод	
1	Острые респираторно-вирусные инфекции.	№2 3-4 раза в день (2 дня подряд)	№7 2-3 раза в день	Стопы, грудной отдел вдоль позвоночника, проекции пазух в т.ч. гайморовых
2	Бронхиты, пневмонии	№1+№2 1 раз в день (4 дня подряд) №5 1 раз в день (3 дня подряд)	№7 2-3 раза в день (3 дня подряд)	Передняя поверхность грудной клетки, проекция бронхов и легких, а также со стороны спины.
3	Бронхиальная астма.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1 раз в день) 6-10 день режимы повторить. Последующие сеансы под наблюдением специалиста.	№7 ежедневно	Спереди проекция бронхов, сзади проекция бронхов и легких, а также лопатки, вдоль ребер от позвоночника и паравертебрально (от позвоночника на 2 см. вправо и влево)
4	Тонзиллит, ангина, фарингит.	№1+№2 2 раза в день (3 дня подряд) №4 1 раз в день (2 дня подряд) №5 1 раз в день (2 дня подряд)	№6, №7 1 раз в день	Маленьким 2-х контактным выносным электродом подчелюстная область от угла к середине челюсти. <b>Область щитовидной железы не трогать !!!</b>
5	Гайморит, ринит, синусит.	№1+№2 2 раза в день (2 дня подряд) №4 1 раз в день (4 дня подряд) №5 1 раз в день (2 дня подряд)	№6, №7 1 раз в день	Спинка носа, околоносовая область, область бровей, подчелюстная область.





6	Ишемическая болезнь сердца. Кардионевроз (боли в области сердца).	1 <sup>ый</sup> день №5 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №5 4 <sup>ый</sup> день №2 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№7, №6 2-3 раз в день №8 - 1 раз в день	Над и подключичная область слева, область грудины спереди, левое плечо, левая рука, левые отделы шейно-грудного отдела позвоночника, воротниковая зона.
7	Нейроциркуляторная дистония, вегетосудистая дистония.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№6, №7, №8 4 раза в день	Над местом локализации болей, а также надбровные дуги, виски, затылок, верхняя челюсть, воротниковая зона (шея, плечи, лопатки, грудной отдел позвоночника).
8	Гипертоническая болезнь.	1 <sup>ый</sup> день №5 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №1 4 <sup>ый</sup> день №2 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№6, №7, №9	Область затылка, шеи, грудного отдела позвоночника, плечи, кисти рук, голени ног.
9	Миокардиты.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№7, №8, №9 выборочно	Над и подключичная область слева, область грудины спереди, левое плечо, левая рука, левые отделы шейно-грудного отдела позвоночника, лопатки.
10	Синдром головной боли.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6- <sup>0й</sup> день №5 и в обратном порядке до 10 дня.	№7 основная №6, №8, №9 выборочно	Волосистая часть головы над локализацией болей, височная область, затылок, шея, лопатки, плечи, височно-нижнечелюстные суставы, лоб, надбровные дуги.
11	Церебральные нарушения.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2	№6, №7 выборочно	Парализованные конечности, позвоночник от шеи до коп-



		3 <sup>ий</sup> день №2 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить.	№9 ежедневно	чика <b>в сочетании с медикаментозным лечением.</b>
12	Последствия черепно-мозговой травмы.	1 <sup>ый</sup> день №5 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить.	№6, №7, №8, №9 выборочно	Волосистая часть головы над локализацией болей, височная область, затылок, шея, лопатки, плечи, верхний и нижний челюстной суставы, лоб, надбровные дуги.
13	Гастродуоденит, язвенная болезнь.	1 <sup>ый</sup> день №2 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №1 4 <sup>ый</sup> день №3 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить.	№7, №10 поочередно	Эпигастральная область. Верхняя часть живота посередине, справа и слева. Нижний грудной отдел позвоночника паравертебрально. На участок локализации болей.
14	Холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.	1 <sup>ый</sup> день №5 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №3 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№6, №7, №10 выборочно	На участок локализации болей. Нижний грудной отдел позвоночника.
15	Хронический панкреатит.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №5 3 <sup>ий</sup> день №2 4 <sup>ый</sup> день №5 5 <sup>ый</sup> день №3 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№7, №9, №10 выборочно	На участок локализации болей. Нижний грудной отдел позвоночника.
16	Колиты, дисбактериоз	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №1 4 <sup>ый</sup> день №2 5 <sup>ый</sup> день №5	№7, №10 выборочно	Верхняя часть живота посередине, справа и слева. Нижний грудной отдел позвоночника. На участок локализации болей.



		(сеанс проводить 1 раз в день) 6-10 день режимы повторить		
17	Паразитарные инвазии (глисты).	№3 1 раз в день (ежедневно или через день) 7 сеансов №4 1 раз в день (ежедневно или через день) 3 сеанса	№7, №8, №10 выборочно	На участок локализации инвазий, проводя выносным электродом в виде раскручивания и скручивание спирали по часовой стрелке.
18	Хронический пиелонефрит, цистит.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №2 4 <sup>ый</sup> день №2 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1 раз в день) 6-10 день режимы повторить	№7, №8, №9 выборочно	Область поясницы. Над участком локализации боли в области живота.
19	Простатит.	№1+№3 1 раз в день (5 сеансов) №2+№3 1 раз в день (5 сеансов) перерыв 10-15 дней, контроль врача и курс повторить	№6, №7, №8, №9, №10 выборочно либо поочередно	Низ живота, надлобковая область, поясничнокрестцовый отдел позвоночника, область промежности. Так как область промежности обладает повышенной чувствительностью, не допускать сильного покалывания.
20	Снижение Libido.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1 раз в день) 6-10 день режимы повторить	№6, №7, №8 №9, №10 выборочно, либо поочередно	Низ живота, надлобковая область, подвздошная область справа и слева, поясничный отдел позвоночника.
21	Воспалительные заболевания гинекологической сферы.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1 раз в день) 6-10 день режимы повторить. Консультация врача	№7 основной №6, №8, №9, №10 выборочно	Низ живота, надлобковая область, подвздошная область справа и слева, поясничный отдел позвоночника.



22	Остеохондроз позвоночника, радикулит, заболевания позвоночника.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№8 основной №6, №7, №9, №10 вспомогательные	Область пояснично-крестцового отдела позвоночника, область спины, таза, ягодиц.
23	Остеоартроз суставов, полиартриты, заболевания суставов.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№8 основной 3 раза в день №6, №7, №9 1 раз в день поочередно	Область локализации болей и нарушений.
24	Варикозное расширение вен.	№1+№2 1раз в день (6 сеансов) №3 1раз в день (2 сеанса) №4 1раз в день (1 сеанс) №5 1раз в день (1 сеанс) перерыв 15-20 дней и курс повторить. <b>Консультация врача</b>	№6, №7, №8, №9 3 раза в день поочередно	Особенно голень. Стопа снизу вверх, а также: бедро, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, подошва стоп.
25	Укусы насекомых.	№5 1-2 раза в день	№7 основной (3-5 раз в день) №6, №9 вспомогательные	Место укуса. Обычно через 15 - 20 минут уменьшается отек, краснота.
26	Пяточная шпора.	№5 1 раз в день (7-10 сеансов)	№7, №8 основные (2-3 раза в день) №6, №9 вспомогательные 1 раз в день поочередно	Область пятки, стопа. Особенно тщательно область локализации шпоры.
27	Спаечные процессы.	№5 1 раз в день (7-10 сеансов)	№7 основной №6, №8, №9, №10 вспомогательные 1 раз в день поочередно	Над местом локализации спаечного процесса.
28	Целлюлит.	Программы №1+№2+№3+№4+№5	№6, №9 (2-3 раза в день)	Область целлюлитных нарушений.



		1 раз в день (программы делать без перерыва 10 дней )	№7,№8 вспомогательные	
29	Зубная боль.	№2,№3+№2,№1+№2,№3 — 1 раз в день (от 3-х до 7-ми дней)	№7 основной №6, №8, №9, №10 вспомогательные	Над местом боли.
30	Мигрень.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить в обратном порядке	№7 основной №6, №8, №9 вспомогательные	Волосистая часть головы над локализацией болей, височная область, затылок, шея, лопатки, плечи, височнонижнечелюстной сустава, лоб, надбровные дуги. Над местом локализации боли, спазма.
31	Невралгия лицевого, тройничного нервов.	№4 1 раз в день (5-7 сеансов)	№6, №7, №8, №9 поочередно	Особенно надбровная область, скулы, челюстные суставы, височная область, лоб, шейный отдел позвоночника.
32	Почечная колика.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить	№7 основной №6, №8, №9, №10 вспомога- тельные	Область поясницы. Над участком боли область живота.
33	Стресс.	№5 1 раз в день (5 сеансов).	№7 основной №6, №8, №9, №10 вспомога- тельные.	Височная область, затылок, шейно-грудной отдел, шея и плечи, область лопаток.
34	Повышение адаптивных реакций организма, коррекция иммунной системы.	1 <sup>ый</sup> день №1 2 <sup>ой</sup> день №2 3 <sup>ий</sup> день №3 4 <sup>ый</sup> день №4 5 <sup>ый</sup> день №5 (сеанс проводить 1раз в день) 6-10 день режимы повторить.	№6,№7,№8, №9,№10 в течении одного месяца.	Стопы, грудной отдел позвоночника, область грудины, гайморовых пазух, воротниковая зона, ладони.
35	Гепатиты всех видов (курс лечения от 6 до 12 месяцев минимум). Каждый случай индивидуален и лечение проходит строго под наблюдением врача.	Основной режим №2 дополнительно использовать №2+№5, №2+№1 (в течении 21 дня, перерыв14 дней).	№10 курсы по 10 дней (перерыв 10 дней).	В области проекции печени.



36	Клещевые поражения (в том числе демодекоз).	Программы: №2 -7 дней, №1 -7 дней, №4 -7 дней, перерыв 10 дней. Повторить 3 раза.	№ 9 курс 1 неделя	На пораженный участок кожи
----	---	---	----------------------	-------------------------------

***Будьте здоровы!***

